



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Bariatrisk Comfort Kørestolspude

Dansk designet standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere.

Comfort Kørestolspude er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



- Tryksårsforebyggende
- Viskoelastisk top
- Specialudviklet til bariatriske brugere
- Strækbart inkontinensbetræk
- Vægtkapacitet op til 325 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Kørestolspude til forebyggelse af tryksår

Comfort Kørestolspude er en standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere op til 325 kg.

Comfort Kørestolspude bruges i kørestole på hospitaler, i plejeboliger og private hjem.

Før brug

Placér Comfort Kørestolspude i kørestol eller i stol, så lynlåsen vender nedad. Tjek, at betrækket på Comfort Kørestolspude er lynet korrekt.

⚠ Anbring ikke yderligere lag eller polstring mellem puden og bruger, da dette kan reducere effekten af puden.

Konstruktion

Comfort Kørestolspude består af et tre cm viskoelastisk skumlag øverst. Nederst er der et Heavy Duty PUR-skumlag, opskåret i fjedre.

Affjedringssystemet er patenteret og sikrer, at trykket fordeles til en større overflade, hvilket øger trykaflastningen.

Det medfølgende inkontinensbetræk er lavet af Dartex materiale. Inkontinensbetrækket er åndbart, antibakterielt behandlet og brandhæmmende.

Rengøring og vedligeholdelse

Comfort Kørestolspude kan ikke vaskes i vaskemaskine.

Inkontinensbetrækket kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel. Betrækket kan også maskinvaskes på 95°C og tørretumbles.

Desinfektion

Comfort Kørestolspude kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Desinficer altid Comfort Kørestolspude, inden den overgår til ny bruger. Derved undgås krydskontamination.

Langtidsopbevaring

Comfort Kørestolspude bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50°C.

Under brug

Undersøg jævnligt kørestolspuden for at sikre, at pude og betræk vender korrekt, og at puden ikke er våd eller defekt.

⚠ En våd eller defekt Comfort Kørestolspude kan mindske effekten af tryksårsforebyggelsen og i værste fald forårsage personskaade.

Specifikationer

Maksimum brugervægt	325 kg
Vægt	2 kg
Sædebredde	550/610/660/720/820 mm
Sædedybde	450 mm
Sædehøjde	120 mm
Pudebase	HD PUR-skum og viskoelastisk PUR-skum
Inkontinensbetræk	Dartex
ISO - klassifikation	18 10 06 01
Produktets forventede levetid	3 år
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100011MX
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Bestilling

Model	Bredde cm	Dybde x højde i cm	HMI-nummer	Varenummer
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	55	45 x 12	47700	0230-055-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	61	45 x 12	47699	0230-061-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	66	45 x 12	47697	0230-066-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	72	45 x 12	45332	0230-072-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	82	45 x 12	47701	0230-082-045
Inkontinensbetræk	55			0230-055-001
Inkontinensbetræk	61			0230-061-001
Inkontinensbetræk	66			0230-066-001
Inkontinensbetræk	72			0230-072-001
Inkontinensbetræk	82			0230-082-001