

Elektriske kjøretøy





Innhold

Side 4

S19V

Side 6

C4

Side 8

HS-928C

Side 10

HS-520

Side 12

HS-828

Side 14

Tilbehør

HEPRO



Frihet til å dra hvor du vil, når du vil.

Hebro leverer en rekke elektriske scootere som på hver sin måte bidrar til økt mobilitet for eldre og funksjonsnedsatte. Førerkort er ikke påkrevd da el-scooterførere regnes som gående i trafikken. Våre kvalitetsscootere gir deg mulighet til å komme deg ut av huset for å handle, kjøre deg en tur, eller for å treffe venner og familie. Scooterne egner seg først og fremst til ferdsel i ditt nærområde, til daglige gjøremål og til sosial omgang. Noen modeller kan du også ta med på lengre reiser med tog og fly.

”

Det er bare du som setter grenser for din neste destinasjon - Hepros elektriske scootere blir med deg på reisen.



”

Jeg har tatt med min S19V i ferien på Kiel-fergen. Det var fantastisk å kunne bruke den inne i båten, og jeg kunne enkelt kjøre inn i lugaren også med den. Sammenslått tok den ikke stor plass i lugaren heller - kontra en vanlig rullestol.

- Daniel (36)

Hepro S19V

Art.nr. 10120

HMS-nr. 249746



10 km/h



115 kg



30 km

En scooter som enkelt kan foldes sammen og slås opp. Det avanserte designet gjør at ett trykk på fotpedalen er nok for å folden sammen eller slå den opp for bruk. Den har lette litiumbatterier og avtakbart sete. Klar for kjøring veier scooteren 31 kg. Ved å ta av batteriet veier den 27,5 kg. Tar man av sete, veier den bare 22,5 kg. Sete med armlener veier 5 kg.

S19V passer perfekt til å ta med seg på ferie enten på fly*, bobil, bil eller hvis du skal reise kollektivt. Denne passer også perfekt om bord i en cruisebåt, da den er liten og nett slik at den kommer frem på trange steder og at den enkelt kan slås sammen når du er på lugaren. Den har liten svingradius, samt at den er kort og smal slik at den tar minimal plass.

S19V leveres med luft fylte hjul, noe som gir en god og behagelig kjøreopplevelse. Den har LED lys foran og bak og reduserer automatisk hastigheten i svinger. S19V er godkjent som klasse B etter EN 12184, som betyr at den er beregnet for både inne- og utebruk.

*For mer informasjon om flyfrakt se vår nettside hepro.no.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Anbefalt helling	6 grader
Bakkeklaring	6 cm
Batteri	25V/23Ah
Bredde	53 cm
Brukervekt	115 kg
Høyde	86 cm
Kjørelengde	34 km
Lengde	96 cm
Maks. fart	10 km/h
Motor	270 W
Setebredde	39 cm
Setedybde	32 cm
Setehøyde	37 cm
Seterygg høyde	34 cm
Størrelse sammenlagt	53 x 75 x 49 cm (b x l x h)
Vekt inkl. batteri	31 kg
Vekt uten batteri	25 kg
Vekt tyngste del	23 kg

Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Reisekoffert	10130
Regnslag, termo	10546
Presenning liten	10547
Regntrekk poncho, med armlener	10548
Rullebelte, midje	10754
Hoftebelte 2-punkt, fast	12388
Varebag (festes på seterygg)	12836
Varenett under sete	13460
Krykkeholder (festes under armlen)	13461
Varekurv foran S19V, inkl. feste	13462
Veske til armlene	21149

”

Jeg kan endelig bli med vennene mine i Operaen, være med på tur i byen og bare ta en vanlig taxi hjem sammen med de andre. Jeg trenger ikke spesialtaxi lenger, jeg putter bare scooteren i bagasjerommet.

- Siri (60)



Hepro C4

Art.nr. 10058

HMS-nr. 301866



10 km/h



150 kg



40 km

Trygg og komfortabel med gode støtdempere og en motor på 950W. Dette gjør Hepro C4 til en av de mest populære mellomstore firehjulsscooterne.

Som standard har denne et godt sete som kan svinges, justerbar ryggvinkel og glideskinne på sete. Styrekonsollen kan vinkles slik at man finner en ergonomisk og riktig kjørestilling. Disse innstillingsmulighetene gjør at man finner en god og behagelig sittestilling som igjen gjør at man får en god kjøreopplevelse.

Scooteren er utstyrt med kraftige LED lys som gjør at du blir godt sett i trafikken og du ser hvor du kjører. Hepro C4 har et ergonomisk styre hvor du kan velge om du vil kjøre med høyre eller venstre hånd. Den har et lettforståelig display med enkle knapper. Det er også innbygget koppholder i styrekonsollen.

Hepro C4 har helårs dekk som er store og gode som standard, noe som gir en eksepsjonelt komfortabel tur både sommer og vinter.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Setedybde	45 cm
Setehøyde	42 - 54 cm
Lengde	137 cm
Anbefalt helling	10 grader
Batteri	2 x 12V 56Ah
Bredde	67 cm
Brukervekt	150 kg
Høyde	81 cm
Kjørelengde	40 km
Maks. fart	10 km/h
Motor	950 W
Seterygg høyde	52 cm
Vekt inkl. batteri	136 kg
Vekt uten batteri	102 kg
Setebredde	46 cm
Bakkeklaring	10 cm
Dekkstørrelse foran	4,10/3,50-6"
Dekkstørrelse bak	4,10/3,50-6"

Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Holder for oksygentank	10526
Regnslag, termo	10546
Regntrekk poncho med armlener	10548
Rullebelte midje	10754
Krykkeholder	10914
Bag til seterygg	10917
Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte	10919
Rullatorholder, universal. Rolko	11792
Kroker for veske	11837
Hoftebelte 2-punkt, fast	12388
Vareboks universal	12691
Veske til armlene	21149
Hjul bak, med pigger	10655
Hjul foran, med pigger	10654

Post 4 Rangering 2



Hepro HS-928C

Art.nr. 10106

HMS-nr. 301867



10 km/h



200 kg



44 km

Ny, elegant scooter med kabin for det norske markedet. Den har store dører, vinduer som kan åpnes, vindusvisker og spyler. Som eneste scooter på markedet leveres denne scooteren med ryggkamera som standard. Designet på scooteren gjør at man får god utsikt uten store bjelker som blokkerer sikten. Som standard har denne et godt sete som kan svinges, justerbar ryggvinkel og har glideskinne på sete.

Styrekonsollen kan vinkles slik at man finner en ergonomisk og riktig kjørestilling. Disse innstillingsmulighetene gjør at man finner en god og behagelig sittestilling som igjen gjør at man får en god kjøreopplevelse. Hepro HS-928C leveres med 2 x 100Ah batterier som gir en kjørelengde på over 40 km. Scooteren er utstyrt med en diesel varmeapparat som gjør at man kan sitte varmt og godt selv på vinterstid.

Hepro HS-928C leveres med store gode hjul med grovt mønster slik at man kan bruke den hele året. Dette i kombinasjon med en 1000W motor gjør at man kommer seg godt frem. Den gode fjæringen foran og bak gjør at man er sikret en behagelig kjøretur. Denne scooteren har en brukervekt på inntil 200 kg.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Anbefalt helling	10 grader
Bakkeklaring	11 cm
Batteri	2 x 12V, 100Ah
Bredde	80 cm
Brukervekt	200 kg
Hjul bak	38 cm
Hjul foran	38 cm
Høyde	162 cm
Kjørelengde	44 km
Lengde	160
Maks. fart	10 km/h
Motor	1000W
Setebredde	46 cm
Setedybde	46 cm
Setehøyde	47-52 cm
Seterygg høyde	50 cm
Vekt inkl. batteri	229 kg
Vekt uten batteri	172 kg
Svingradius	186 cm

Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Vareboks grå	12396
Rullebelte midje	10754
Presenning HS-928C	11548
Presenning HS-928C	11548
Rullatorholder HS-928	11794
Hoftebelte 2-punkt, fast	12388
Sete 56 cm uten armlene	10068
Hjul bak, med pigg kompl. HS-928C	12618
Hjul foran, med pigg kompl. HS-928C	12619

Post 6 Rangering 3



Hepro HS-520

Art.nr. 10063

HMS-nr. 291213



10 km/h



136 kg



39 km

Hepro HS-520 er en liten og god scooter som det er lov til å ta med seg på kollektivtransport, slik som tog, buss og bane. Den er også så kort at den også passer i de fleste heiser. I tillegg passer den i de fleste biler bak i bagasjerommet. Denne har en motor på 700W, slik at man ikke trenger å bekymre seg for om man kommer opp bakken.

Denne scooteren leveres med fullt LED-lyssystem, god fjæring foran og bak. Leveres med 2 x 50Ah batteri som gir en kjørelengde på ca. 40 km. Som standard har denne et godt sete som kan svinges, justerbar ryggvinkel og glideskinne på sete. Styrekonsollen kan vinkles slik at man finner en ergonomisk og riktig kjørestilling. Disse innstillingsmulighetene gjør at man finner en god og behagelig sittestilling som igjen gjør at man får en god kjøreopplevelse.

Armlene, 2 speil og kurv foran leveres som standard. Setehøyde kan justeres fra 42 til 47 cm som gjør at denne passer de fleste. Kan leveres som både 10 og 12 km/t hastighet.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Lengde	120 cm
Anbefalt helling	10 grader
Batteri	12V 50Ah
Bredde	64 cm
Brukervekt	136 kg
Høyde	116 cm
Kjørelengde	39 km
Maks. fart	10 km/h
Motor	700W
Seterygg høyde	44 cm uten nakkestøtte, 60-70 cm med nakkestøtte
Vekt inkl. batteri	94 kg
Vekt uten batteri	63,5 kg
Setebredde	46,5 cm
Bakkeklaring	6,5 cm

Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Krykkeholder	10914
Hoftebelte. 2-punkt, fast	12388
Vareboks universal	12691
Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte	10919
Presenning universal	10545
Regntrekk poncho med armer	10548
Rullatorholder, universal	11792
Rullebelte midje	10754
Hjul bak med pigg HS-828/520	12633
Hjul foran, med pigg HS-828/520 høyre	12631
Hjul foran, med pigg HS-828/520 venstre	12632



Hepro HS-828

Art.nr. 10146



15 km/h



181 kg



40 km

Hepro HS-828 er en scooter med moderne design utviklet for norske forhold. Den leveres med store hjul med godt mønster og god fjæring. Dette sammen med en motor på 850W gjør at du får en komfortabel og trygg reise.

Scooteren leveres med 2 x 75 Ah batterier, som gir en kjørelengde på ca. 40 km. Som standard har denne et godt sete som kan svinges, justerbar ryggvinkel og glideskinne på sete. Styrekonsollen kan vinkles slik at man finner en ergonomisk og riktig kjørestilling. Disse innstillingsmulighetene gjør at man finner en god og behagelig sittestilling som igjen gjør at man får en god kjøre opplevelse.

Armlene, to speil og kurv foran leveres som standard. Hepro HS-828 leveres standard med 15 km/t hastighet, men denne kan programmeres ned hvis ønskelig.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Setedybde	44 cm
Setehøyde	45-52 cm
Lengde	140 cm
Anbefalt helling	10 grader
Batteri	2 x 12 V 75 Ah
Bredde	67 cm
Brukervekt	181 kg
Kjørelengde	40 km
Maks. fart	15 km/h
Motor	850W
Seterygg høyde	53 cm
Vekt inkl. batteri	142 kg
Setebredde	52 cm
Bakkeklaring	9 cm

Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Hoftebelte. 2-punkt, fast	12388
Krykkeholder	10914
Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte	10919
Presenning universal	10545
Regntrekk poncho med armer	10548
Rullatorholder, universal. Rolko	11792
Vareboks universal	12691
Rullebelte midje	10754
Hjul bak, med pigg HS-828/520	12633
Hjul foran, med pigg HS-828/520 høyre	12631

Tilbehørsliste

Art.nr.	Hjelpemiddel nummer	Benevnelse
10754	011605	Hoftebelte, Rullebelte midje
12388	214097	Hoftebelte, 2-punkt, fast
10526	007459	Holder for oksygentank
10914	066488	Krykkeholder
13461	255649	Krykkeholder, S19V
13462	268084	Kurv foran, inkl. feste S19V
10919	066492	Kurv med lokk for seterygg nakkestotte
10547		Presenning S19V
11548		Presenning HS-928C
10545	209683	Presenning universal
10546		Regnslag, foret
10548		Regntrekk poncho med armer
10130	239715	Reisekoffert, S19V
11794	242696	Rullatorholder HS-928C
11792		Rullatorholder, universal
12836	243395	Varebag, S19V
12690		Vareboks med feste til 928C
12691		Vareboks universal med feste
13460	253035	Varenett under sete, S19V
11837	292142	Veske kroker, festes på nakkestøtte
21149	291250	Veske til armlene
10917	066519	Veske til seterygg, henges på nakkestøtte
11440	164821	Forhøyer fotplatte
12618	295453	Hjul bak, med pigg HS-928C
12619	295454	Hjul foran, med pigg HS-928C
10654	066505	Hjul foran, med pigg C4
10655	066512	Hjul bak, med pigg C4
12632		Hjul foran, med pigg HS-828/520 venstre
12631		Hjul foran, med pigg HS-828/520 høyre
12633		Hjul bak, med pigg HS-828/520
13159		Sete C4
13790		Sete HS-928C SB 46, SD46 RH41 med armlener
10068		Sete HS-928C. SB56, SD52, RH50
10066		Sete HS-520 SB46 SD52 RH48
10148	296980	Sete med høy rygg SB52 SD49 RH50

	S19V	C4	HS-928C	HS-520	HS-828
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
		x		x	x
		x		x	x
	x				
	x				
		x		x	x
	x				
			x		
		x		x	x
	x	x		x	x
	x	x		x	x
	x				
			x		
		x		x	x
	x				
		x		x	x
	x	x		x	x
		x		x	x
		x	x	x	x
			x		
			x		
		x			
		x			
				x	x
				x	x
				x	x
		std.		x	
			std.	x	x
			x		
				std.	x
		x		x	std.

Tilbehør



Hoftebelte

Rullebelte midje

Art. nr.	HMS-nr.
10754	011605



Hoftebelte

2-punkt, fast

Art. nr.	HMS-nr.
12388	214097



Holder for oksygentank

Art. nr.	HMS-nr.
10526	007459



Krykkeholder

Art. nr.	HMS-nr.
10914	066488



Krykkeholder

S19V

Art. nr.	HMS-nr.
13461	255649



Kurv foran

Inkl. feste, S19V

Art. nr.	HMS-nr.
13462	268084



Kurv med lokk

for seterygg nakkestøtte

Art. nr.	HMS-nr.
10919	066492



Presenning

S19V

Art. nr.	HMS-nr.
10547	_____



Presenning

HS-928C

Art. nr.	HMS-nr.
11548	_____



Presenning

Universal

Art. nr.	HMS-nr.
10545	209683



Regnslag

Foret

Art. nr.	HMS-nr.
10546	_____



Regntrekk

Poncho med armer

Art. nr.	HMS-nr.
12548	_____



Reisekoffert
S19V

Art. nr.	HMS-nr.
10130	239715



Rullatorholder
HS-928C

Art. nr.	HMS-nr.
11794	242696



Rullatorholder
Universal

Art. nr.	HMS-nr.
11792	_____



Varebag
S19V

Art. nr.	HMS-nr.
12836	243395



Vareboks
Med feste til HS-928C

Art. nr.	HMS-nr.
12690	_____



Vareboks universal
Med feste

Art. nr.	HMS-nr.
12691	_____



Varenett under sete
S19V

Art. nr.	HMS-nr.
13460	253035



Veske kroker
Festes på nakkestøtte

Art. nr.	HMS-nr.
11837	292142




Veske
Til armlene

Art. nr.	HMS-nr.
21149	291250



Veske til seterygg
Henges på nakkestøtte

Art. nr.	HMS-nr.
10917	066519



Forhøyer fotplatte

Art. nr.	HMS-nr.
11440	164821



Elektriske scootere i trafikken

NAV har utarbeidet opplæringsheftet "Elektriske rullestoler i trafikken: Et veiledningsheft i kjøre- og trafikkopplæring" som kan være lurt å lese før du tar i bruk et elektrisk kjøretøy fra Hepro.

Forskrift om kjørende og gående i trafikken § 2, nr. 3, bokstav b, fastsetter at rullestolbrukere anses som gående. Dermed kan rullestolbrukere gjøre som gående; bruke fortau, gang og sykkelvei.

Alle Hepros scootere faller inn under kravene (lengde, bredde, vekt, fart) til å være rullestol.

Hvor og hvordan skal du kjøre?

Som bruker av elektrisk rullestol må du rette deg etter de reglene som gjelder for fotgjengere i trafikken. Likevel er reglene så fleksible at de kan fravikes dersom plassforholdene er problematiske eller andre forhold gjør det farlig å følge fotgjenger-reglene. Noen ganger kan det også være mest hensiktsmessig for rullestolbrukere å benytte regler som egentlig er laget for syklistene.

Men:

Det beste er å kjøre rullestolen på fortau eller gangbane. Ikke kjør for langt ut mot fortauskanten. Hvis et hjul eller hjulpar kommer utenfor kanten, kan du risikere å velte. Vis hensyn overfor fotgjengere og vær oppmerksom, slik at du ikke kjører på noen.

Sykkelfelt

Skal brukes dersom det ikke finnes fortau eller gangbane. Hold godt ut til høyre, så du ikke hindrer syklistene som kjører fortere enn deg. Se deg for dersom du må krysse banen.

Kjøring på vei

Dersom du ikke har annen mulighet enn å benytte veien, så sier fotgjengerreglene at du må holde deg ytterst til venstre i kjørebanelen. Dersom det er forbundet med fare å kjøre på venstre side av veien, eller du av andre grunner finner det hensiktsmessig, kan du benytte høyre side av veien.

Kryssing

I følge vegtrafikkloven skal du først og fremst benytte gangfelt, gangbro eller gangtunnel når du vil krysse veien. Dersom det ikke finnes gangfelt i nærheten, bør du krysse der det er veikryss. Når du kjører rullestolen på veien, bør du planlegge kjøringen på forhånd slik at du unngår å krysse for ofte. Ta dette med i vurderingen når du velger hvilken side av veien du vil kjøre på.

Skiltene nedenfor forteller hvor du kan kjøre elektriske scootere fra Hepro



Gang- og sykkelvei



Sykkelvei



Gangvei



Sykkelfelt på vei



Gård/gatetun





REV. 06. 2023

Aktiv og trygg i alle livets faser

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger tekniske hjelpemidler for barn, ungdom og voksne, samt velferdsteknologi av høy kvalitet. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bryte barrierer.

Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter og teknologi. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset deres individuelle behov.