



Hepro HS-928C

Ny, elegant scooter med kabin for det norske markedet. Den har store dører, vinduer som kan åpnes, vindusvisker og spylers. Som eneste scooter på markedet leveres denne scooteren med ryggkamera som standard. Hepro HS-928C leveres med store gode hjul med grovt mønster slik at man kan bruke den hele året. Den gode fjæringen foran og bak gjør at man er sikret en behagelig kjøretur.

> Spesifikasjoner

Lengde	160 cm
Bredde	80 cm
Høyde	162 cm
Setedybde	54 cm
Setebredde	55 cm
Setehøyde	47-52 cm
Rygghøyde uten nakkestøtte	52 cm
Rygghøyde med nakkestøtte	69 cm
Hastighet	10 km/h

Anbefalt helling	10 grader
Bakkeklaring	10 cm
Kjørelengde	45 km
Motorstyrke	1000 W
Vekt inkl. batteri	229 kg
Vekt uten batteri	160 kg
Batteristørrelse	2 x 12V, 100Ah
Brukervekt	200 kg
Varenummer/HMS-nummer	10106/ 301867

