

Arbeidsstoler

Luna E2

HEPRO



Mestring · Trygghet · Trivsel

HEPRO Luna

Hepro Luna er en arbeidsstol designet til personer med nedsatt styrke og funksjon. Stolen skal bidra med avlastning slik at du kan utføre arbeidsoppgaver i hjemmet. Stolen er komfortabel og konstruert for å gi best mulig støtte i korsrygg og sete.

Stolen har mange reguleringsmuligheter for å gi hver bruker størst mulig utbytte av stolen. Ryggen er konstruert for å sikre støtte, men skal også gi komfort til bruker. Stolen er utviklet for god fleksibilitet og mobilitet. Den har mange individuelle reguleringsmuligheter og funksjoner som tar hensyn til ulike behov.



Luna E2 Liten og E2 Stor

En arbeidsstol som er enkel å håndtere og ergonomisk tilpasset kroppen. Modellen har elektrisk heve- og senkefunksjon, og egner seg spesielt godt til brukere med dårlig balanse eller nedsatt styrke i ben eller hender som hindrer dem fra å komme seg inn og ut av arbeidsstolen uten hjelp.

Tiltfunksjon

Tiltfunksjonen bidrar til variasjon og bevegelse. I en arbeidssituasjon er det lett å havne i en framoverlent og statisk sittestilling som fører til nedsatt sirkulasjon i kroppen. Med tiltfunksjonen i åpen posisjon vil stolen følge kroppens bevegelser helt tilbake i avslappet sittestilling som åpner luftveiene, strekker ut overkroppen og gir god sirkulasjon. Bevegelse bidrar også til variasjon som letter presset på de utsatte tryktpunktene og gir god blodgjennomstrømning i bekken, hofter og lår.

Rangering 4 Post 6

| Produktnavn | Hepro Luna E2 Liten | Hepro Luna E2 Stor |
|--|---------------------|--------------------|
| Setepute, bredde | 45 cm | 46 cm |
| Setedybde | 44 - 48 cm | 48 - 53 cm |
| Setehøyde | 50 - 65 cm | 50 - 65 cm |
| Seteløft | elektrisk | elektrisk |
| Gassfjær beregnet for brukervekt | - | - |
| Vinkelregulering sete, forover | 6 ° | 7 ° |
| Vinkelregulering sete, bakover | 6 ° | 7 ° |
| Seterotasjon (ja/nei) | ja | ja |
| Ryggpute, bredde | 43 cm | 45 cm |
| Ryggpute, høyde | 43 cm | 46 cm |
| Rygg høyde | 39 - 45 cm | 37 - 46 cm |
| Ryggfasong | Aktiv | Passiv |
| Vinkelregulering rygg (ja/nei) | ja | ja |
| Høyderegulering rygg (ja/nei) | ja | ja |
| Armlene, bredde | 9 cm | 9 cm |
| Armlene, lengde | 35 cm | 35 cm |
| Armlenehøyde | 18 - 25 cm | 18 - 25 cm |
| Bredde mellom armlener | 41 - 51 cm | 41 - 51 cm |
| Fotstøtte (ja/nei) | ja | ja |
| Brems mot gulv (ja/nei) | nei | nei |
| Brems mot hjul (ja/nei) | ja | ja |
| Stolens største utvendige bredde (begge armlener justert helt ut) | 78 cm | 80 cm |
| Stolens største utvendige bredde (begge armlener justert helt inn) | 60 cm | 60 cm |
| Brukervekt (maks.) | 150 kg | 150 kg |
| Totalvekt | 34 kg | 35 kg |
| Beregnet på barn(ja/nei) | nei | nei |
| Standard stoff | Hepro lbenholt | Hepro lbenholt |
| Artikkel nr. | 32513 | 32514 |
| HMS nummer | 292202 | 292203 |



Tilbehør

Hepro Luna

| Artikkel nr. | HMS nr. | Produktnavn |
|--------------|---------|--|
| 32700 | 268341 | Amputasjonsbenstøtte høyre |
| 32701 | 268342 | Amputasjonsbenstøtte venstre |
| 32702 | 268390 | Fotplate 1/4 fotring |
| 32705 | 268323 | Benstøtte teleskop, delt fotplate, 32 - 56 cm regulering |
| 32706 | 268348 | Benstøtte, lengde kompenserende, venstre komplett |
| 32707 | 268349 | Benstøtte, lengde kompenserende, høyre komplett |
| 32708 | 268321 | Benstøtte teleskop, hel fotplate, 32 - 56 cm regulering |
| 32709 | 268359 | Leggstøtte, høyre/venstre |
| 32710 | 268357 | Ledsagerhåndtak |
| 32711 | 268362 | Inkotrekk Luna Liten |
| 32712 | 268347 | Inkotrekk Luna Stor |
| 32715 | 268392 | Bremespake, x-lang |

Bremespake



Fotplate

Benstøtte - delt



Benstøtte - hel



Leggstøtte



Leggstøtte



Ledsagerhåndtak



Gjeldende vilkår for arbeidsstoler

Hepro AS er levende opptatt av funksjonelt design og kvalitet.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, følger bransjespesifikke standarder og forskrifter.

Miljøansvar

Vi setter miljø og klima i fokus i hele vår virksomhet. Alle våre produkter er produsert av gjenvinnbare materialer. Vi har fokus på å redusere vår belastning på det ytre miljø, gjennom systematisk og kontinuerlig miljøarbeid. Hepro AS er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015 og er godkjent som grønt punkt. Miljøregnskap pr. produkt kan rekvireres fra oss.

Tester

Produktene er CE-merket etter 93/42 EØS og følger standard NS-EN 12182 (Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav og prøvingsmetoder).

Stoler med manuelt løft er testet av akkrediterte laboratorier etter følgende standarder:

- NS-EN 1335-1, 2:2018
- NS-EN 1021-1 :2014
- NS-EN 1021-2 :2014

Stoler med elektrisk løft er testet av akkrediterte laboratorier etter følgende standarder:

- EN 1335-1, 2:2018
- NS-EN 1021-1:2014
- NS-EN 1021-2:2014
- NEK EN 60601-1
- NEK IEC 60601-1-2

Stoff

Standard stoff er Hepro lbenholdt, 100% polyester.
Slitestykke: > 50 000 MD.

Hepro AS tilbyr flere ulike stoffer gjennom Hepros stoffprogram. Stoffprogrammet gjelder bare ved privatkjøp. Alle våre stoffer/skinn har 5 års garanti ved normal bruk (8 timer/dag). Garantien forutsetter normalt renhold av stolen og stoffet/skinnet. Normal stoffslitasje er unntatt og dekkes ikke av garantien.

Leveransevilkår

Hepro AS tilstreber rask levering til våre forhandlere. Vårt standardsortiment er normalt klart til forsendelse fra vår fabrikk innen 10 dager. Dersom kunden har spesielle ønsker for sin arbeidsstol leverer vi fra vår fabrikk innen fire uker.

Transportskader

Om skade på gods kan antas ha inntruffet under transport, så skal mottakeren/kjøperen melde skaden til transportør umiddelbart og senest innen 7 dager etter at varen er mottatt.

Produktgaranti

Det er ulike produktgarantier på de ulike hovedproduktene. Felles for vår produktgaranti: Garantien gjelder fra leveringsmåned og omhandler fabrikasjonsfeil, materialer, eller konstruksjon under forutsetning at produktet brukes normalt. Garantien gjelder: sending av deler til forhandler. Arbeid og andre kostnader knyttet til f.eks. sending til sluttkunde, reparasjon må dekkes av forhandler.

For ytterligere informasjon, vær vennlig og kontakt oss eller se vår hjemmeside hepro.no.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre eventuelle produkt- og eller prisforandringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil.

Mestring • Trygghet • Trivsel

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset dine individuelle behov.