

# Hepro Kilo

Arbeidsstol med elektrisk seteløft  
for brukervekt opptil 230 kg

# HEPRO

Kilo er et alternativ for deg som trenger en arbeidsstol som tåler høy brukervekt og som bidrar til økt mobilitet. Kilo er en robust stol med elektrisk seteløft med 10 cm løftehøyde. Den har armlener som kan felles bak og gjør det enkelt å forflytte seg til/fra annen stol eller rullestol.

Kilo skal bidra til å aktivisere deg som blir sittende stille som følge av høy brukervekt. Med brede hjul triller stolen lett og det solide hjulkrysset gjør stolen stødig og trygg. Det er mulighet for å regulere ryggvinkel etter behov. Kilo leveres uten seterotasjon.

## Rangering 1 Post 9



Produktnavn	Hepro Kilo
Brukervekt maks.	230 kg
Setepute, bredde	55 cm
Setedybde	52 cm
Setehøyde	43 - 53 cm
Ryggpute, bredde	44 cm
Ryggpute, høyde	43 cm
Rygghøyde	34 - 43 cm
Armlenehøyde	20 - 27 cm
Bredde mellom armlener	50 - 71 cm
Stolens største utvendige bredde (begge armlener justert helt ut)	87 cm
Stolens største utvendige bredde (begge armlener justert helt inn)	65 cm
Artikkel nr.	32515
HMS nummer	292204

## Tilbehør

Artikkel nr.	HMS nr.	Produktnavn
32713	268340	Inkotrekk



+47 46 74 55 55



firmapost@hepro.no



hepro.no



HEPRO AS Øvermoan 9 8250 Rognan



23.09.2021