

Gripo støttestang



**VINNER
POST 29**

Hepro Gripo støttestang

Ett system - utallige muligheter

Gripo er et solid og fleksibelt støtteredskap som gir deg trygghet ved oppreising og forflytning i hjemmet. Gripo er en patentert løsning som passer i de fleste hjem, og er meget enkel å montere. Støttestangen fungerer utmerket alene, men du kan også komplettere Gripoen med nyttige tilbehør.

- Støtte når du trenger det
- Utnytter dine egne ressurser
- Enkel å montere, flytte og demontere
- Monteres uten skruer, spiker eller verktøy
- Stort utvalg av nyttig og fleksibel tilbehør
- Utallige anvendelsesområder



Gripo

Beskrivelse	Art. nr.	HMS-nr.
Gripo Komplett	35200	297571
Gripo Spesial	35202	189518
Gripo Lang	35210	312717

Tilbehør til Gripo



Multigrep - **NYHET!**

Med mosegummi.
Leveres med rotasjonsfeste.
Kan monteres med universalkobling 22/40/22mm om man ikke ønsker rotasjonsfunksjonen. Kan roteres 360 grader rundt stangen.

Art. nr.	HMS-nr.
35315	297574



Sirkelgrep - **NYHET!**

Med mosegummi.
Kommer i to størrelser: 30 cm og 40 cm i diameter.
Universalkobling 22/40/22 mm.

Størrelse	Art. nr.	HMS-nr.
D30	35281	296545
D40	35280	297582



Gripebøyle Triangel

Med mosegummi og universalkobling 40/22 mm.
Montert i riktig høyde kan denne også brukes som panne/hodestotte.

Art. nr.	HMS-nr.
35145	160541



Tilbehør til Gripo



Vertikalt Mini-grep

Rørdiameter 22 mm, lengde 75 cm. Med to universalkoblinger 40/22 mm. Brukes til dem som synes det er for tykt grep å ta rundt gripostangen. Stående parallelt på stangen.

Art. nr.	HMS-nr.
35158	160543



To-håndgrep

Med mosegummi og universalkobling 40/22 mm. Bredde/griplate 48 cm, rørdiameter 22 mm. Forenkler oppreising fra stol/seng. Forenkler forflytning til/fra rullestol. Ved bruk av 2-3 stk. monterte i ulike høyder, kan brukere trenge ståfunksjon ved hjelp av klatreeffekt.

Art. nr.	HMS-nr.
35159	160542



Kombigrep


Med universalkobling 40/40 mm. Godt to-håndsgrep for dem med store hender. Meget stabil (vrir seg ikke). Kan brukes for grep i 2 høyder (klatre). Kan brukes til å lene seg på ved av- og påkledning.

Art. nr.	HMS-nr.
35208	198940



Tilbehør til Gripo

Søsterhjelp



Fordeler med Søsterhjelp/Gripo:

- Gir deg støtte der du trenger det.
- Gir mestringsfølelse.
- Avlaster pleier/hjelper, noe som kan minske belastningsskader.
- Aktiviserer, som er viktig for bl.a. blodsirkulasjon og mage-/tarmfunksjon.
- Støtte ved forflytning og stillingsendring i seng.
- Kostnadsbesparende; bruker og pårørende kan greie mer uten assistanse fra pleiepersonell.



Søsterhjelp

Med 2 universalkoblinger 40/22 mm.
Mål 68,5 cm ut fra stangen.
Hengehåndtak med mosegummi og stropp.

Art. nr.	HMS-nr.
35148	160544



Søsterhjelp for sidestøtte

Uten stropp og krok.
Med 2 universalkoblinger 40/22 mm.
Mål 68,5 cm ut fra stangen.
Ingen løse deler. Støtte ved oppreising og forflytning på f.eks. toalettet.

Art. nr.	HMS-nr.
35196	170440



Tilbehør til Gripo

Rekkverksrør



Rekkverksrør

To størrelser 40 og 22 mm, 100 cm lengde. Universalkoblinger bestilles separat. Montert mellom 2 stenger i lav stilling. Gir støtte og trygghet i av- og påkledningssituasjon.

Rekkverksrør diameter 22 mm

100 cm lengde, med mosegummi. Universalkoblinger bestilles separat. Kan monteres skrått, f.eks. som rekkverk i liten trapp eller nivåforskjell. Montert på bad, ved vask eller ved toalett mellom 2 stenger.

Rekkverksrør diameter 40 mm

160 cm lengde. Universalkoblinger bestilles separat. Montert som gangbane mellom 2 stenger. For rom med høy terskel der bruker ikke kommer inn med f.eks. rullestol. Gangbane f.eks. mellom seng og toalett, i korridor eller lignende. Bidrar til at du kan klare deg selv. Kan monteres etter hverandre som lang gangbane mellom flere stenger.

Størrelse	Art. nr.	HMS-nr.
22 mm	35321	297577
40 mm	35322	297578

Art. nr.	HMS-nr.
35323	297576

Art. nr.	HMS-nr.
35152	160548



Tilbehør til Gripo



Oppfellbart sete

Med universalkobling 40/40 mm.
Bredde 36 cm, dybde 40 cm.
Maks brukervekt 110 kg.

Art. nr.	HMS-nr.
35154	160553



Armlener, sidestøtte

Bredde mellom armlener 56 cm.
Med universalkobling 40/40 mm.
Kan kombineres med oppfellbart sete.

Art. nr.	HMS-nr.
35255	256871



Rektangulært bord

Mål, 41 x 31 cm.
Med universalkobling 40/22 mm.
Også godt egnet som PC-bord.

Art. nr.	HMS-nr.
35165	160554





Tekniske krav og detaljer

Gripo	
Krav til takhøyde	Min. 210 cm - maks. 300 cm
Krav til takkonstruksjon	Må tåle punktbelastning på 100 kg
Brukervekt	Maks. 210 kg
Materiale	Aluminium og plast
Produktvekt	4,7 kg, uten tilbehør

Artikkelnummer oversikt

Gripo

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35200	297571	Gripo Komplett	For takhøyde 210 - 300 cm Maks. brukervekt 210 kg
35202	189518	Gripo Spesial	For takhøyde lavere enn 210 cm Maks. brukervekt 210 kg
35210	312717	Gripo Lang, 15 cm lengre ytterrør for montring av tilbehør høyere opp	For takhøyde 260 - 320 cm Maks. brukervekt 210 kg



Multigrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35315	297574	Kan roteres i 360 grader rundt stangen.	44,5 cm ut fra Gripo når den er montert på stangen Maks. brukervekt 110 kg



Artikkelnummer oversikt

Sirkelgrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35281	296545	Gir brukeren muligheten til å forflytte seg rundt stangen mens man har et fast og stødig holdpunkt hele tiden.	Sirkelgrep D30 (30 cm) Maks. brukervekt 110 kg
35280	297582	Gir brukeren muligheten til å forflytte seg rundt stangen mens man har et fast og stødig holdpunkt hele tiden.	Sirkelgrep D40 (40 cm) Maks. brukervekt 110 kg



Søsterhjelp

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35148	160544	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm, hengehåndtak med mosegummi og stropp	68,5 cm ut fra Gripo Maks. brukervekt 110 kg



Søsterhjelp rør for sidestøtte

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35196	170440	Med glidestoppere og 2 universalkoblinger 40/22 mm	68,5 cm ut fra Gripo Maks. brukervekt 110 kg



Gripebøyle, triangel

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35145	160541	Med mosegummi, med universalkobling 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg



Kombigrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35208	198940	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm	Høyde 24 cm, lengde 30 cm Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg



To-håndsgrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35159	160542	Med mosegummi, komplett med universalkobling 40/22 mm	Bredde, gripeflate 48 cm Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg



Mini-grep, vertikalt

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35158	160543	Med 2 universalkoblinger 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm Lengde 75 cm Maks. brukervekt 150 kg



Rekkverksrør

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35321	297577	Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg
35322	297578	Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 40 mm Maks. brukervekt 150 kg
35323	297576	Med mosegummi Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg
35152	160548	Universalkobling bestilles separat	160 cm langt, rørdiameter 40 mm Maks. brukervekt 150 kg



Artikkelnummer oversikt

Sete oppfellbart

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35154	160553	Komplet med universalkobling 40/40 mm	Bredde 35 cm, dybde 40 cm Maks. brukervekt 110 kg



Armlene/sidestøtte til oppfellbart sete

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35255	256871	Med universalkobling 40/40 mm	Bredde mellom armlener 56 cm Maks. brukervekt 150 kg



Topplate for skrå tak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35320	297584	For montering i skråtak	Regulerbar Takvinkel 45 grader



Topplate for svake tak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35153	168371	Topplate stor	70 x 31 cm



Bord

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35165	160554	Med universalkobling 20/20 mm	Bordplate, 41 x 31 cm



Gripestørpe

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35298	239518	For bedre grep. Festes med glidelås	Lengde 20 cm For rørdiameter 40 mm



Bunnplate med bedre friksjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35007	291144	Bunnplate med friksjonsplate	Diameter 20 cm



Hengehåndtak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35214		Dette er et nytt hengehåndtak med ergonomisk grep og snelle-regulering for lengden på stroppen.	Dette er et tilbehørs produkt til søsterhjelp.



Universalkobling med trinnvis rotasjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35130	160549	Standard uten tannskive	Diameter 40/22 mm
35169	161470	Uten tannskive	Diameter 40/40 mm
35199		Uten tannskive	Diameter 22/22 mm



Universalkobling med fri rotasjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35160	160550	Med tannskive	Diameter 40/22 mm
35166	161468	Med tannskive	Diameter 40/40 mm




Universalkobling med mottak For lett å kunne heve og senke rekkverksrøret

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35161	160551	Endestopper for rekkverksrør	Diameter 40/22 mm
35167	161469	Endestopper for rekkverksrør	Diameter 40/40 mm



Vi tar forbehold om skrivefeil og trykkfeil.





REV. 09. 2023

Aktiv og trygg i alle livets faser

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger tekniske hjelpemidler for barn, ungdom og voksne, samt velferdsteknologi av høy kvalitet. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bryte barrierer.

Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter og teknologi. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset deres individuelle behov.