

Aurora løftestol

Nyhet!
Vinner av post
1, 2, 3 og 5



Hils på den nye Aurora

Hepro har 35 års erfaring med produkter som bidrar til økt mestring i hverdagen og en bedre livskvalitet. Vi satser på innovasjon og utvikling og jobber kontinuerlig med forbedring av våre produkter.

Nå lanserer vi en ny generasjon av løftestoler – Aurora har fremdeles de velprøvde funksjonalitetene som forgjengeren hadde, men nå er disse funksjonene mer brukervennlig. Hepros nye løftestoler, Aurora, har svært god sittekomfort og støtte for hele kroppen. Stolens rygg former seg godt etter kroppen. Løftestolene er meget brukervennlige på grunn av et godt løftemønster og utforming av armlener. Dette gir en behagelig støtte slik at man enkelt kan reise seg opp. Løftestolen kan enkelt justeres og bygges om fra rettløft til skråløft.

I tillegg har stolen en sokkeplate som ikke kommer i veien for hælene når man skal trekke bena godt inn under seg for utstigning av stol ved oppreisning. I den nye Aurora-serien kommer alle stolene med svingfunksjon. Svingutløseren har fått et bedre grep og er blitt enklere å håndtere. Utover manuell sving er det mulighet for elektrisk sving for de som har nedsatt styrke i hendene.

Aurora finnes i fem bredder fra 40 til 60 cm (tallet bak modellnavn refererer til stolens bredde mellom armlenene målt i cm). I tillegg har vi et utsøkt utvalg av tilbehør som gjør stolene meget tilpassningsvennlige. Aurora løftestol kan passe til alle med enkel tilpasning som for eksempel å finne riktig nakke- eller støtteputer. Justeringsmulighetene gjør at stolen kan justeres etter behov og dagsform – uansett om det er f.eks. spisesituasjon, hvile- eller sovesituasjon. Tilt-modellen tilter trygt tilbake i hvilende posisjon, men også helt tilbake i sjokkleie dvs. at beina er høyere enn hodet.

Med standard USB-lader i stolen vil telefon, nettbrett eller annet velferdsteknologiutstyr være lett tilgjengelig, også mens du lader. Aurora stoler kan passe til ethvert hjem og vil virke tidløs. Materialene er av stoff, hud og eik, og gjenkjennelig fra møbel – og interiørmarkedet. På denne måten blir stolen en naturlig del av stuen.

Vi er stolte over at produksjonen av løftestolen fortsatt foregår på Rognan i Nordland, noe den har gjort i over 30 år.





Alle modellene kan enkelt bygges om fra skråløft til rettløft (se bruksanvisning).

Stoff eller hud?

Fordelen med en løftestol i stoff er at den ikke blir så glatt og klam. Man sklir heller ikke så lett i en stol i stoff. Stoffet (unntatt armlener) er avtakbart, for vask i vaskemaskin.

Det er lettere å holde en stol i hud ren. Den kan oppleves mer eksklusiv å se på, men er litt stivere og kjennes kanskje ikke så myk. Vi anbefaler løftestol i hud hvis man søler mye. Hvis man derimot har inkontinensproblemer, anbefaler vi inkontinensstrek, se side 8-9.

Aurora

Sortiment




Aurora Standard

Med individuell regulering av rygg og fotpute.

Passer for alle som har behov for en løftestol.

Fjernkontrollen til Standard stol



Bruker styrer ryggvinkel/løft og fothviler - uavhengig av hverandre, med 4 knapper.




Aurora Tilt

Modellene er de mest avanserte av våre modeller. Stolen kan tiltes helt bak i liggende stilling for optimal avlastning. Alle våre Tilt-modeller kan tiltes tilbake i sjokkleie dvs. at beina er høyere enn hodet.

Stolen passer for de som tilbringer store deler av dagen i stolen, og har behov for variert avlastning. Endring i sittestilling er viktig for å unngå trykksår.

Fjernkontrollen til Tilt stol



Bruker styrer ryggvinkel/løft, fothviler og tilt uavhengig av hverandre med 6 knapper. Automatisk løft ved å trykke på øverste venstre knapp.



Aurora Synkron

Fotpute og rygg beveger seg synkront, slik at hoften belastes minst mulig når du endrer stilling. Stolen avlaster beina mens du ser på TV eller leser.

Denne stolen passer spesielt for kognitivt svake brukere.

Fjernkontrollen til Synkron stol



Fotbrettet løfter (tilt) 23,4 grader. Rygg står i ro.

Rygg går bakover (tilt) 58,4 grader. På denne måten åpner hoftvinkel. Fotbrett beholder stillingen.

Fotbrett løfter til maks. stilling. Ryggen står i ro.

Rygg fortsetter bakover. Nå kan du oppnå maksimal hvilestilling.

Aurora

Modeller


Aurora 40
Aurora 45
Aurora 50
Aurora 55
Aurora 60

Hud/Stoff		Hud/Stoff		Hud/Stoff		Hud/Stoff		Hud/Stoff	
Sittebredde	Brukervekt	Sittebredde	Brukervekt	Sittebredde	Brukervekt	Sittebredde	Brukervekt	Sittebredde	Brukervekt
40-50 cm	< 165 kg	45-55 cm	< 165 kg	50-60 cm	< 165 kg	55-65 cm	< 165 kg	60-70 cm	<166-260 kg

Tallet indikerer setebredde i cm

Artikkel nr.	HMS nr.	Setebredde	Beskrivelse	Post	Rangering
36100	296151	40 cm	Aurora Synkron 40 stoff	1	1
36101	296150	40 cm	Aurora Synkron 40 hud	1	1
36102	296153	45 cm	Aurora Synkron 45 stoff	1	1
36103	296152	45 cm	Aurora Synkron 45 hud	1	1
36104	296155	50 cm	Aurora Synkron 50 stoff	1	1
36105	296154	50 cm	Aurora Synkron 50 hud	1	1
36106	296157	55 cm	Aurora Synkron 55 stoff	1	1
36107	296156	55 cm	Aurora Synkron 55 hud	1	1
36108	296141	40 cm	Aurora Standard 40 stoff	2	1
36109	296140	40 cm	Aurora Standard 40 hud	2	1
36110	296143	45 cm	Aurora Standard 45 stoff	2	1
36111	296142	45 cm	Aurora Standard 45 hud	2	1
36112	296145	50 cm	Aurora Standard 50 stoff	2	1
36113	296144	50 cm	Aurora Standard 50 hud	2	1
36114	296147	55 cm	Aurora Standard 55 stoff	2	1
36115	296146	55 cm	Aurora Standard 55 hud	2	1
36116	296149	60 cm	Aurora Standard XXL 60 stoff	3	1
36117	296148	60 cm	Aurora Standard XXL 60 hud	3	1
36118	296159	40 cm	Aurora Tilt 40 stoff	4	2
36119	296158	40 cm	Aurora Tilt 40 hud	4	2
36120	296161	45 cm	Aurora Tilt 45 stoff	4	2
36121	296160	45 cm	Aurora Tilt 45 hud	4	2
36122	296163	50 cm	Aurora Tilt 50 stoff	4	2
36123	296162	50 cm	Aurora Tilt 50 hud	4	2
36124	296165	55 cm	Aurora Tilt 55 stoff	4	2
36125	296164	55 cm	Aurora Tilt 55 hud	4	2
36126	296167	60 cm	Aurora Tilt XXL 60 stoff	5	1
36127	296166	60 cm	Aurora Tilt XXL 60 hud	5	1

Nakkeputer



Nakkepute med isoporkuler

Stoff eller hud

Stor nakkepute fylt med isoporkuler i 2 kammer. Meget myk og god nakkepute som gir god støtte og former seg etter nakke og hode. Ved å regulere mengden isoporkuler kan mykhet og støtte endres. Sakkokuler avgir varme for stramme muskler.

H: 19 cm, B: 35 cm, D: 9 cm.

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36365 (stoff)	295993	36366 (hud)	295987



Nakkepute med dun

Stoff eller hud

Stor nakkepute med dun.
Høyde: 45 cm, Bredder: 45 cm.

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36373 (stoff)	295994	36374 (hud)	295988



Nakkepute hundebein

Stoff eller hud

Høyde: 20/23 cm, Bredder: 33 cm.

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36304 (stoff)	295997	36303 (hud)	295991



Nakkepute medium

Stoff eller hud

Nakkepute i skum med dråpesnitt i medium størrelse. Kan brukes begge veier for å finne din komfortsone.

H: 18 cm, B: 36 cm, D: 6,5 cm (dråpe).

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36367 (stoff)	295998	36368 (hud)	295992



Nakkeputer



Nakkepute ekstra stor (isoporkuler)

Stoff eller hud

Stor nakkepute fylt med isoporkuler. Leveres med trekk i stoff. Meget myk og god nakkepute som gir god støtte. Ved å regulere mengden sakkokuler kan mykhet og støtte endres. Isoporkuler avgir varme for stramme muskler. Godt egnet for dem som har kyfose. H: 25 cm, B: 40 cm, D: 12 cm.

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36369 (stoff)	295995	36370 (hud)	295989



Nakkepute ekstra stor (vatt)

Stoff eller hud

Stor og myk pute i vatt for ekstra støtte til hode og nakke. Godt egnet for dem som har kyfose. Høyde: 25 cm, Bredde: 40 cm, Dybde: 12 cm

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36371 (stoff)	295996	36372 (hud)	295990



Nakkepute stabil sidestøtte

Stoff eller hud

Øvre ryggdel påmontert stabile, men myke sidestøtter (ørelapper). Dette gir meget god og stabil sidestøtte for hodet, samtidig som støtten er myk og behagelig. Dybde: 12 cm

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36607 (stoff)	295986	36608 (hud)	295984
45 cm	36609 (stoff)	296002	36610 (hud)	296000
50 cm	36375 (stoff)	296007	36376 (hud)	296005
55 cm	36611 (stoff)	296012	36612 (hud)	296010
60 cm	36613 (stoff)	296017	36614 (hud)	296015



Tilbehør

Trekk



Supersoft trekk rygg og sete

Stoff eller hud

Et eget trekk som trekkes utenpå eksisterende trekk med innsydd Dacron i hele trekket. Gir en enda mykere og mer behagelig sittekomfort. Tykkelse 3 cm.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36377 (stoff)	296259	36378 (hud)	296255
45 cm	36379 (stoff)	296267	36380 (hud)	296263
50 cm	36381 (stoff)	296275	36382 (hud)	296271
55 cm	36383 (stoff)	296283	36384 (hud)	296279
60 cm	36385 (stoff)	296251	36386 (hud)	296247



Supersoft trekk rygg og sete + 5 cm

Stoff eller hud

Et eget trekk som trekkes utenpå eksisterende trekk. Trekket er beregnet for de som har dypere sete. Det er delt i to, ett trekk for rygg og ett for setet. Det festes med borrelås rundt ryggrammen.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36387 (stoff)	296260	36388 (hud)	296256
45 cm	36389 (stoff)	296268	36390 (hud)	296264
50 cm	36391 (stoff)	296276	36392 (hud)	296272
55 cm	36393 (stoff)	296284	36394 (hud)	296280
60 cm	36395 (stoff)	296252	36396 (hud)	296248



Ryggtrekk komfort

Stoff eller hud

Eget trekk som trekkes utenpå nedre ryggdel. Trekket har 3 tverrgående store kanaler i full bredde. Kanalene fylles med Dacron. Dette gir en myk og behagelig rygg som er meget godt egnet for deg med smerteproblematikk og stabilitetsproblemer.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36407 (stoff)	296257	36408 (hud)	296253
45 cm	36409 (stoff)	296265	36410 (hud)	296261
50 cm	36411 (stoff)	296273	36412 (hud)	296269
55 cm	36413 (stoff)	296281	36414 (hud)	296277
60 cm	36415 (stoff)	296249	36416 (hud)	296245



Tilbehør

Trekk



Ryggtrekk sidestøtte

Stoff eller hud

For ekstra god sidestøtte. Trekk som trekkes utenpå nedre ryggdel. Trekket har 2 langsgående kileformede kanaler med skum. Dette for å gi ekstra god sidestøtte. Mellom kilene er det sydd inn 2 cm Dacron. Meget godt egnet for deg med stabilitetsproblemer. Kilene starter sin oppbygning 10 cm fra hver side av ryggen og bygger 10 cm i dybden.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36397 (stoff)	296258	36398 (hud)	296254
45 cm	36399 (stoff)	296266	36400 (hud)	296262
50 cm	36401 (stoff)	296274	36402 (hud)	296270
55 cm	36403 (stoff)	296282	36404 (hud)	296278
60 cm	36405 (stoff)	296250	36406 (hud)	296246



Inkontinestrekk sete og rygg

Stoff eller hud

Inkontinestrekk for sete og rygg med påsydd inkontinensbarriere på innsiden. Trekket kan enkelt taes av og rengjøres. Leveres med påmontert vaskeanvisning.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36250 (stoff)	296198	36251 (hud)	296197
45 cm	36252 (stoff)	296200	36253 (hud)	296199
50 cm	36254 (stoff)	296202	36255 (hud)	296201
55 cm	36256 (stoff)	296204	36257 (hud)	296203
60 cm	36258 (stoff)	296196	36259 (hud)	296195



Inkontinestrekk sete

Stoff eller hud

Inkontinestrekk for sete med påsydd inkontinensbarriere på innsiden. Trekket kan enkelt taes av og rengjøres. Leveres med påmontert vaskeanvisning.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36260 (stoff)	296188	36261 (hud)	296187
45 cm	36262 (stoff)	296190	36263 (hud)	296189
50 cm	36264 (stoff)	296192	36265 (hud)	296191
55 cm	36266 (stoff)	296194	36267 (hud)	296193
60 cm	36268 (stoff)	296186	36269 (hud)	296185



Armlenebeskyttelse

Stoff eller hud

Et avtakbart og vaskbart trekk som legges over dine originale armlener for økt beskyttelse. Dette forenkler rengjøring og bedrer hygien. Passer til alle modeller. Kommer som par.

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36246 (stoff)	295942	36247 (hud)	295941

Tilbehør

Seteputer



Setepute med trykkavlastning

Stoff eller hud

Med trykkavlastende skum.
Dybde: 52 cm, Tykkelse: 11 cm.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36447 (stoff)	296071	36448 (hud)	296067
45 cm	36449 (stoff)	296083	36450 (hud)	296077
50 cm	36451 (stoff)	296093	36452 (hud)	296087
55 cm	36453 (stoff)	296103	36454 (hud)	296097
60 cm	36455 (stoff)	296063	36456 (hud)	296058

Setepute i gel

Stoff eller hud

Består av skum og gellommer. En mykere pute for økt trykkavlastning for å unngå sittesår. Dybde 52 cm, Tykkelse 11 cm.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36520 (stoff)	296048	36521 (hud)	296047
45 cm	36522 (stoff)	296046	36523 (hud)	296049
50 cm	36524 (stoff)	296051	36525 (hud)	296050
55 cm	36526 (stoff)	296053	36527 (hud)	296052
60 cm	36528 (stoff)	296055	36529 (hud)	296054



Setepute dyp

Stoff eller hud

En dypere setepute for deg som synes standard pute er for kort.
Dybde 55 cm, Tykkelse 11 cm.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36437 (stoff)	296072	36438 (hud)	296065
45 cm	36439 (stoff)	296081	36440 (hud)	296075
50 cm	36441 (stoff)	296091	36442 (hud)	296085
55 cm	36443 (stoff)	296101	36444 (hud)	296095
60 cm	36445 (stoff)	296061	36446 (hud)	296056



Setepute lav

Stoff eller hud

Sittepute i halv tykkelse (5 cm) for å oppnå en lavere sittehojde.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36427 (stoff)	296073	36428 (hud)	296066
45 cm	36429 (stoff)	296082	36430 (hud)	296076
50 cm	36431 (stoff)	296092	36432 (hud)	296086
55 cm	36433 (stoff)	296102	36434 (hud)	296096
60 cm	36535 (stoff)	296062	36436 (hud)	296057

Tilbehør

Seteputer



Plansete lite

Hud

Plansete kan brukes begge veier slik at kanten er forran eller bak. Dybde: 45 cm.

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	36457	296068
45 cm	36458	296078
50 cm	36459	296088
55 cm	36460	296098
60 cm	36461	296059



Plansete stor

Hud

Plansete kan brukes begge veier slik at kanten er forran eller bak. Dybde: 50 cm.

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	36462	296069
45 cm	36463	296079
50 cm	36464	296089
55 cm	36465	296099
60 cm	36466	296060



Tilbehør

Ryggputer/-støtte



Korsryggstøtte liten (oppblåsbar)

Stoff eller hud

Oppblåsbar luftpute med trekk i hud eller stoff og egen håndpumpe. Puten kan festes hvor som helst på stolryggen etter behov med belte. 20x40 cm.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36423 (stoff)	296170	36424 (hud)	296169



Korsryggstøtte, stor (oppblåsbar)

Stoff eller hud

Oppblåsbar luftpute med trekk i hud eller stoff og egen håndpumpe. Puten kan festes hvor som helst på stolryggen etter behov med belte. 25x50 cm.

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36425 (stoff)	296172	36426 (hud)	296171



Ryggpute liten

Stoff eller hud

Skumpute med trekantformet snitt. Trekket er formet slik at puten kan festes rundt ryggen på stolen. Puten kan festes hvor som helst på stolryggen etter behov med belte. Høyde: 19 cm.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40-45 cm	36417 (stoff)	296032	36418 (hud)	296031
50-55 cm	36419 (stoff)	296034	36420 (hud)	296033
60 cm	36421 (stoff)	296030	36422 (hud)	296029



Tilbehør

Fotpute



Fotpute ekstra bred

Stoff eller hud

Bredde: 70 cm.

Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
36477 (stoff)	295956	36478 (hud)	295955



Fotpute med sidestøtte

Stoff eller hud

4,5 cm høye sidestøtter.

Bredde	Art. nr. STOFF	HMS-nr.	Art. nr. HUD	HMS-nr.
40 cm	36479 (stoff)	295946	36480 (hud)	295945
45 cm	36481 (stoff)	295948	36482 (hud)	295947
50 cm	36483 (stoff)	295950	36484 (hud)	295949
55 cm	36485 (stoff)	295952	36486 (hud)	295951
60 cm	36487 (stoff)	295954	36488 (hud)	295953



Tilbehør

Belter



Belte Holding

Liten

Størrelse barn.

Art. nr.	HMS-nr.
27850	159288



Belte Holding

Medium

Størrelse mindre voksne.

Art. nr.	HMS-nr.
27851	159287



Belte Holding

Stor

Størrelse voksne.

Art. nr.	HMS-nr.
27852	159286



Belte Holding

Ekstra stor

Størrelse store voksne.

Art. nr.	HMS-nr.
27853	159289



Belte hofte

Liten

Hoftebelte som gir effektiv og behagelig støtte og forbedrer stabiliteten i bekkenet.

Art. nr.	HMS-nr.
27847	159285



Belte hofte

Medium

Hoftebelte som gir effektiv og behagelig støtte og forbedrer stabiliteten i bekkenet.

Art. nr.	HMS-nr.
27848	159284



Belte hofte

Stor

Hoftebelte som gir effektiv og behagelig støtte og forbedrer stabiliteten i bekkenet.

Art. nr.	HMS-nr.
27849	159283



Avislomme

Stoff eller hud

Romslig lomme som henges over armlenet på høyre eller venstre side av stolen. For oppbevaring av aviser, magasiner og andre ting du ønsker å ha i umiddelbar nærhet.

Art. nr. STOFF	Art. nr. HUD
36248	36249



Krykkeholder

Kan monteres på begge sider.

Art. nr.	HMS-nr.
26565	009638

Tilbehør

Diverse



Bord rundt

Rundt avlastningsbord til for eksempelvis kaffekoppen. Monteres under armlenet på høyre eller venstre side. Diameter 27,5 cm.

Art. nr.	HMS-nr.
26591	097975



Forlengersett fotløftsaks

Eget sakseledd som enkelt monteres inn i fotløftmekanismen slik at fotputen kommer 13 cm lengre ut. Inkluderer skjøtestykke i stoff eller hud.

Art. nr.	HMS-nr.
36494 (stoff)	295944
36495 (hud)	295943



Håndkontroll

Modell	Art. nr.	HMS-nr.
Synkron (2 knapper)	61817	240806
Standard (4 knapper)	61816	240805
Tilt (6 knapper)	61815	240804



Knappforhøyer

Gjennomsiktig gummiknapp som legges over fjernkontrollen. Denne hever knappene og gjør de enklere å betjene for svaksynte. Pakke á 6 stk.

Art. nr.	HMS-nr.
29640	240796



Joystickbetjening

Joystick monteres på eget regulerbart feste ved armlenet på høyre eller venstre side. Denne kan styre 2 motorer. Ved 3-motors stol må siste motor styres med egen bryter.

Art. nr.	HMS-nr.
28684 (standard)	232478
28909 (tilt)	232479

Tilbehør

Diverse



Batteribackup

Hvis man ikke har tilgang til strøm, f.eks. på hytta eller ved ustabilt strømnett kan batteribackup benyttes. Denne har oppladbare batterier som tillater å kjøre stolen noen ganger opp og ned slik at stolen ikke blir stående fast i en bestemt posisjon.

Art. nr.	HMS-nr.
28683	240794



Kule i front av trearmleene

En kule i front av armlenet for økt grep ved inn og utsting av stolen.

Art. nr.	HMS-nr.
80007	240761



Hjulunderstell

Med sentralbrems

Hjulunderstell til din Aurora løftestol som gjør at bruker enklere kan flyttes uten at bruker trenger å forlate stolen. Understelet leveres med bremsespike.

Art. nr.	HMS-nr.	Passer til
27723	243621	Hjulunderstell m/sentralbrems Aurora XXL Tilt
26524	027593	Hjulunderstell m/sentralbrems Aurora XXL
29641	240797	Hjulunderstell m/sentralbrems Aurora Tilt
29085	240789	Hjulunderstell m/sentralbrems Aurora



El-rotasjon

Elektrisk rotasjon av stolen ved hjelp av fjernkontroll. Passer de med nedsatt styrke eller nedsatt funksjonsevne i ben.

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Passer til
40-55 cm	29993	240791	Standard
40-55 cm	29984	240794	Tilt
60 cm	29903	240790	Standard
60 cm	29901	240792	Tilt



Mål og dimensjoner

	Modell 40	Modell 45	Modell 50	Modell 55	Modell 60
Setehøyde foran min.	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	47 cm
Setehøyde foran maks.	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	57 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråløft foran	59-69 cm	59-69 cm	59-69 cm	59-69 cm	59-69 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråløft bak	71-78 cm	71-78 cm	71-78 cm	71-78 cm	73-80 cm
Setehøyde i oppreist stilling rettløft foran	69-79 cm	69-79 cm	69-79 cm	69-79 cm	-
Setehøyde i oppreist stilling rettløft bak	73-80 cm	73-80 cm	73-80 cm	73-80 cm	-
Setedybde min.	40 cm	42 cm	44 cm	44 cm	45 cm
Setedybde maks.	50 cm	52 cm	52 cm	52 cm	53 cm
Setebredde	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
Rygghøyde	81-99 cm	81-99 cm	81-99 cm	81-99 cm	81-99 cm
Armleneavstand min (innvendig)	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
Armleneavstand maks.	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm
Armlenehøyde min.	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Armlenehøyde maks.	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Bredde armlene	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Stolens største bredde	67 cm	72 cm	77 cm	82 cm	87 cm
Stolens største lengde	182 cm	182 cm	182 cm	182 cm	182 cm
Tilt i grader (ved tiltstol)	23 °	23°	23°	23°	23°
Maks brukervekt	165 kg	165 kg	165 kg	165 kg	260 kg
Stolens vekt	57 kg	59 kg	61 kg	63 kg	79 kg

Aurora

Standard deler

Nakkepute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	36467	295985	H: 23 cm, B: 30 cm
45 cm	36468	296001	H: 23, cm, B: 35 cm
50 cm	36281	295985	H: 23 cm, B: 40 cm
55 cm	36469	296006	H: 23 cm, B: 45 cm
60 cm	36470	296016	H: 23 cm, B: 50 cm

Nakkepute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	36238	295983	H: 23 cm, B: 30 cm
45 cm	36239	295999	H: 23, cm, B: 35 cm
50 cm	36336	296004	H: 23 cm, B: 40 cm
55 cm	36240	296009	H: 23 cm, B: 45 cm
60 cm	36241	296014	H: 23 cm, B: 50 cm

Setepute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	36274	296070	Dybde: 50 cm
45 cm	36286	296080	Dybde: 52 cm
50 cm	36296	296090	Dybde: 52 cm
55 cm	36308	296100	Dybde: 52 cm
60 cm	36318	296105	Dybde: 52 cm

Setepute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	36332	296064	Dybde 50 cm
45 cm	36340	296074	Dybde: 52 cm
50 cm	36347	296016	Dybde: 52 cm
55 cm	36353	296094	Dybde: 52 cm
60 cm	36359	296104	Dybde: 52 cm

Aurora

Standard deler

Fothvilepute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	36283	295974	Høyde: 27 cm
45 cm	36293	295976	Høyde: 27 cm
50 cm	36305	295978	Høyde: 27 cm
55 cm	36315	295980	Høyde: 27 cm
60 cm	36325	295982	Høyde: 27 cm

Fothvilepute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	36338	295973	Høyde: 27 cm
45 cm	36344	295975	Høyde: 27 cm
50 cm	36351	295977	Høyde: 27 cm
55 cm	36357	295979	Høyde: 27 cm
60 cm	36363	295981	Høyde: 27 cm

Ytterligere tilpasning av din Aurora

Nakkeproblemer

- Juster vinkelen på øvre ryggdel til ønsket posisjon
- Velg nakkepute med riktig størrelse og mykhet. Se eksempler i tilbehørsoversikten

Balanseproblemer og behov for posisjonering i stolen

- Velg et av våre ryggtrekk for ekstra god støtte. For eksempel Ryggtrekk med ekstra god sidestøtte

Behov for ekstra tilpasning av rygg, f.eks. ved kyfose, scoliose og andre feilstillinger

- Benytt f.eks. Ryggtrekk komfort der fiberfyllet kan formes etter brukers behov

Nedsatt funksjon i fingrene og/eller hendene

- Benytt joystick-betjening i stedet for håndkontroll.

Behov for ekstra myk sittekomfort

- Benytt Trekk Supersoft
- Benytt Ryggtrekk komfort
- Benytt Setepute med trykkavlastning

Behov for ekstra korsryggstøtte

- Benytt Oppblåsbar korsryggstøtte. Puten levers i to ulike størrelser.
- Eventuel benytt Ryggpute Liten som kan festes på ryggen etter behov

Inkontinensproblemer

- Benytt Inkontinensstrekk for sete, sete/rygg og eventuelt Inkontinensstrekk fotpute.

Risiko for trykksår

- Benytt Setepute med trykkavlastning, Setepute Gel, Trekk Supersoft eller plansete ved bruk av spesialputer

Behov for lengre benstøtte

- Benytt Forlengersett fotløftsaks. Fotputen kommer da 13 cm lengre frem

Behov for betjening på venstre side

- Svingspaken og feste for håndkontroll kan flyttes til venstre side på bestilling. Kan også ettermonteres.

Risiko for å falle ut av stolen

- Benytt Belte Holding og/eller Belte Hofte

Behov for å flytte stolen uten å gå ut av den

- Benytt Hjulunderstell med sentralbrems

Vi tar forbehold om skrivefeil og trykkfeil.



Aktiv og trygg i alle livets faser

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger tekniske hjelpemidler for barn, ungdom og voksne, samt velferdsteknologi av høy kvalitet. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bryte barrierer.

Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter og teknologi. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset deres individuelle behov.