

Bruksanvisning:

**Fotkontroll till Lift. Art. nr 51776**



**Bruk:** Fotkontrollen kobles til uttaket for håndkontroll på viftehuset. Ene knappen på fotkontrollen brukes for å løfte setet på Lift, og den andre for å senke setet.

**Størrelse:** Fotkontrollen måler 291 x 190 cm. Tydelige markerings piler som illustrer opp og ned er innrisset i platen. Høyden på knappene er 25 mm. Undersiden som ligger mot golvet er antiskli-belagt.

**Rengjøring:** Såpe og vann, alkaliske rengjøringsmiddel, eller sprit ment for rengjøring.

**Materiale og kildesortering:** Materiale: PVC, akryl og gummi,  
Kildesortering: EI-avfall.

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning. 2020.

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika. tel: 0240 – 10102  
info@svancare.se [www.svancare.se](http://www.svancare.se)