

Bariatri produkter



Bariatriske hjelpemidler

Det har i samfunnet vært en gradvis økning av bariatriske brukere de siste tiårene. For den enkelte vil det ofte bety en økt risiko for følgesykdommer, nedsatt livskvalitet og også tidligere død. For helsepersonell betyr det en økt risiko for uheldige og skadelige belastninger. Det er derfor viktig at bariatriske hjelpemidler enkelt kan tilpasses brukeren slik at brukers mobilitet og uavhengighet ivaretas, samt at de tilrettelegger for god behandling og rehabilitering. I tillegg skal hjelpemidlene bidra til å forebygge uheldige belastninger og arbeidsstillinger for helsepersonell i forbindelse med stell, løft og forflytninger.

Hepro er opptatt av at bariatriske hjelpemidler skal være av høy kvalitet, ha god vektkapasitet og gode tilpasningsmuligheter. Dette bidrar til at både brukere og helsepersonell ivaretas på best mulig måte. Vi er derfor stolte over å være leverandør av kvalitetsproduktene fra den danske hjelpemiddelprodusenten, Cobi Rehab, som har mange års erfaring med behandling og rehabilitering innen bariatri. Produktene har en sterk konstruksjon som tåler opptil 325 kg brukervekt.

Ta kontakt med din ergoterapeut, fysioterapeut eller fastlege for å kartlegge dine behov og finne produkter som best hjelper til å ivareta din uavhengighet og som gjør det enklere for deg å bo hjemme.



Innhold

Aurora løftestol	4
Cobi pasientstol XXL	6
Dusj- og toalettstoler	
Dusj- og toalettstol	7
Dusj- og toalettstol	8
Rise & Tilt Dusjstol	10
Tilt Dusjstol	11
Rullestoler	
Minimaxx rullestol	12
Minimaxx rullestol med hjelpemotor	13
Eclipse rullestol	14
Eclipse Tilt rullestol	15
Tauron rullestol	16
Caneo rullestol	17
Tilbehør	
Komfortpute	18
Visco komfortpute	18
Ganghjelpemidler	
Rullator King	19
Rullator Support	19
High-walker	20
Cobi Gåramme	20
Stokk	21
Albuekrykker	21

Aurora løftestol

 260 kg

Setebredde 60 cm

Løftestol med individuell elektrisk regulering som gjør at rygg, leggstøtte og oppreisingsfunksjon kan reguleres uavhengig av hverandre. Beregnet for personer med høy brukervekt - opptil 260 kg.

Hepros nye løftestoler, Aurora, har svært god sittekomfort og støtte for hele kroppen. Stolens rygg former seg godt etter kroppen. Løftestolene er meget brukervennlige på grunn av et godt løftemønster og utforming av armlener. Dette gir en behagelig støtte slik at man enkelt kan reise seg opp.

Trygghet er noe av det viktigste vi kan tilby deg som bruker av våre produkter. Vi har derfor videreutviklet vår løftemekanisme for å gjøre stolen enda mer robust, stabil og trygg.

Løftestolen kommer i to modeller: Standard og Tilt. Aurora Standard modellen har individuell regulering av rygg og fotpute, og passer til alle som har behov for en løftestol. Aurora Tilt kan tiltes helt bak i liggende stilling for optimal avlastning. Stolen passer for de som tilbringer store deler av dagen i stolen og har behov for variert avlastning.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Mål
Setehøyde foran min.	47 cm
Setehøyde foran maks.	57 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråløft foran	59-69 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråløft bak	73-80 cm
Setedybde min.	45 cm
Setedybde maks.	53 cm
Setebredde	60 cm
Rygghøyde	81-99 cm
Armleneavstand min. (innvendig)	60 cm
Armleneavstand maks.	70 cm
Armlenehøyde min.	6 cm
Armlenehøyde maks.	22 cm
Bredde armlene	13 cm
Stolens største bredde	87 cm
Stolens største lengde	182 cm
Tilt i grader (ved Tilt-stol)	23°
Maks. brukervekt	260 kg
Stolens vekt	79 kg

Modell	Art. nr.	HMS-nr.	Post	Rangering
Aurora Standard stoff	36116	296149	3	1
Aurora Standard hud	36117	296148	3	1
Aurora Tilt stoff	36126	296167	5	1
Aurora Tilt hud	36127	296166	5	1




Aurora Standard

Med individuell regulering av rygg og fotpute.

Passer for alle som har behov for en løftestol.

Fjernkontrollen til Standard stol



Bruker styrer ryggvinkel/løft og fothviler - uavhengig av hverandre, med 4 knapper.



Aurora Tilt

Tilt modellen kan tiltes helt bak i liggende stilling for optimal avlastning. Stolen kan tiltes tilbake i sjokkleie dvs. at beina er høyere enn hodet.

Stolen passer for de som tilbringer store deler av dagen i stolen, og har behov for variert avlastning. Endring i sittestilling er viktig for å unngå trykksår.

Fjernkontrollen til Tilt stol



Bruker styrer ryggvinkel/løft, fothviler og tilt uavhengig av hverandre med 6 knapper. Automatisk løft ved å trykke på øverste venstre knapp.

Cobi pasientstol XXL

 325 kg

Pasientstol er en kraftig stol som gir god sittekomfort for brukere opp til 325 kg. Pasientstolen er tilgjengelig med setebredde størrelsene 61 cm og 71 cm. Stolen er utstyrt med et bredt sete som sammen med de buede armlenene sørger for god plass mellom armlenene. Setedybden kan også justeres til tre forskjellige dybder. Utformingen av rygg og sete gjør at brukeren kan komme seg helt tilbake i setet, noe som er nyttig når stolen brukes som spisebordsstol.

Pasientstoler brukes på sykehus, sykehjem og private hjem og er beregnet for innendørs bruk.

Pasientstolen består av lette rør som sikrer maksimal stabilitet og lav vekt. Armlenene strekker seg utover sitteflaten, noe som reduserer risikoen for å bli klemt. Det gjør det også lettere å få et godt grep ved inn- og utstigning.

Ryggstøtten på pasientstolen/spisebordsstolen kan justeres slik at man oppnår best mulig sittestilling. Ryggstøtten kan dybdereguleres med +/- 6 cm. De buede rørene sørger for god sittekomfort.



Spesifikasjoner

Dimensjoner	Pasientstol 61 cm	Pasientstol 71 cm
Setedybde	40–52 cm	40–52 cm
Setehøyde	44–59 cm	44–59 cm
Brukervekt	325 kg	325 kg
Setebredde	61 cm	71 cm
Totalbredde over armlene	74 cm	84 cm
Total lengde (fra fot til ryggstøtte)	80–101 cm	80–101 cm
Armlene høyde	28 cm	28 cm
Vekt	16,5 kg	17,5 kg

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Pasientstol 61 cm	51995	201799
Pasientstol 71 cm	51996	215482

Dusj- og toalettstol

 325 kg

Denne stolen er konstruert med solide armlener som skrår litt utover, noe som gjør stolen romslig når du sitter i den, samtidig som det er enkelt for deg når du skal reise eller sette deg. Setedybden kan og lett justeres for å gi den beste sittestillingen for deg.

Både seteputen og toalettbøtten kan lett tas av for rengjøring og lokk til toalettbøtten følger med som standard.



Spesifikasjoner

Dimensjoner	Dusjstol 61 cm	Dusjstol 71 cm
Maks brukervekt (lasteevne)	325 kg	325 kg
Setebredde	61 cm	71 cm
Total lengde	80-101 cm	80-101 cm
Setedybde	40-52 cm	40-52 cm
Setehøyde	44-59 cm	44-59 cm
Ryggstøtte høyde	37 cm	37 cm
Avstand undersiden av sete - gulv	33-48 cm	33-48 cm
Avstand bølge - gulv	21-36 cm	21-36 cm
Bredde utsiden av fremre ben	69 cm	79 cm
Total høyde	79-94 cm	79-94 cm
Totalvekt	14 kg	15 kg
Bredde utsiden av armlen	73 cm	83 cm
Toalettbølge med lokk (reservedel)	51667	51667

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Dusj/toalettstol 61 cm	51216	160279
Dusj/toalettstol 71 cm	51217	169993



Som toalettsete



Som dusjsete

Dusj- og toalettstol

 325 kg

Med hjul eller drivhjul

Fotstøttene kan justeres både sideveis, samt opp og ned. Armlenene er ekstra lange for å gi ekstra god støtte ved ut- og innstigning i stolen. Du kan velge mellom stol med standard armlener eller butterfly-armlener (se bilder til høyre). Stol med butterfly-armlener gjør stolen betydelig bredere.

Setet er med utsparing slik at det kan fungere som dusjsete og toalettsete.



Med fire hjul

Denne dusjstolen har fire hjul, hvorav to av disse har individuelle bremses.

Modell med fire små hjul	Art. nr.	HMS-nr.
61 cm setebredde	51377	184544
71 cm setebredde	51379	184505
61 cm setebredde, butterfly-armlen	51671	175703
71 cm setebredde, butterfly-armlen	51672	162338



Med drivhjul

Denne dusjstolen har små forhjul og drivhjul bak. Dette sørger for bedre retningsstabilitet og gir en smidigere fremkomst.

Modell med drivhjul	Art. nr.	HMS-nr.
61 cm setebredde	51378	175118
71 cm setebredde	51670	
61 cm setebredde, butterfly-armlen	51673	184368
71 cm setebredde, butterfly-armlen	51674	



Standard armlener



Butterfly armlener

Spesifikasjoner

Dimensjoner	Dusjstol 61 cm	Dusjstol 71 cm
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg	325 kg
Setebredde med std. armlener	61 cm	71 cm
Totalbredde med std. armlener	68 cm	78 cm
Totalbredde med std. armlener	56 cm	56 cm
Setedybde	55 cm	55 cm
Setehøyde	32-52 cm	32-52 cm
Ryggstøtte	40-42-44-46-48 cm	40-42-44-46-48 cm
Avstand sete - fotstøtte	58-110 cm	58-110 cm
Avstand ledsagerhåndtak - gulv	100 cm	100 cm
Bredde mellom armlener	54 cm	54 cm
Høyde ryggstøtte	48 cm	48 cm
Høyde fotstøtte	40-48 cm	40-48 cm
Avstand gulv - underside sete	44,5 cm	44,5 cm
Modell med drivhjul total lengde	129 cm	129 cm
Modell med fire småhjul total lengde	117 cm	117 cm
Totalvekt	27 kg	30 kg
Fremhjul	12,5 cm	12,5 cm
Størrelse drivhjul	24"	24"
Størrelse småhjul	12,5 cm	12,5 cm

Tilbehør til begge modeller

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Butterfly armlen	51992	192222
Toalettbøtte med lokk	51667	287436
Dusjsete helt	51685	
Fothviler høyre	51818	
Fothviler venstre	51819	
Amputasjonsbenstøtte høyre	51820	

Rise & Tilt Dusjstol

 325 kg

Cobi Rise & Tilt Dusjstol er utviklet for brukere med vekt opp til 325 kg, og skal være til hjelp ved forflytning, dusj og toalettbesøk. Stolen har innebygget løft- og tiltfunksjon tilpasset bariatriske brukere, som løfter og tilter i separate operasjoner.

Tiltfunksjonen tilter bakover opp til 30° og gir helsepersonell god tilgang ved hygiene- og hudpleie.

Hev- og senkfunksjonen legger til rette for ergonomisk forsvarlige arbeidsstillinger og bidrar til øyekontakt mellom pleiepersonalet og brukeren. Dette gir god kommunikasjon og trygghet underveis i hygieneprosedyren.



- Elektrisk heis og tiltfunksjon opp til 30°
- Mulighet for ekstra brede butterfly-armlener
- Bremses på alle fire hjul
- Unik løftefunksjon
- Håndbetjening gir pleieren full kontroll
- Høy rygg og robuste armlener
- Fotstøtte leveres som standard

Art. nr.	HMS-nr.
51214	269512

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks brukervekt	325 kg
Setedybde justerbar	42/48/54 cm
Total lengde (laveste posisjon)	140 cm
Total bredde	74 cm
Setebredde	61 cm
Setehøyde	51-69 cm
Elektrisk setetilt bak	0-30°
Setetilt uavhengig av høydeinnstillinger	Ja
Bredde mellom standard armlener	61 cm
Bredde mellom butterfly armlener	75 cm
Bredde toalettåpning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Elektrisk setehøyderegulering	55-100 cm
Avstand underside sete - gulv	44,5 cm
Avstand ledsagerhåndtak - gulv	100 cm
Avstand sete - fotstøtte	39-42-45-48 cm
Avstand sete - armlen	22 cm
Vekt	46 kg
Løftekapasitet på fulladet batteri	Ca. 15 ganger
Svingradius	156 cm
Hjuldiameter (med bremse)	15 cm
Hjul låsbare	Ja, 4 stk.
Armlener til side svingbare	Ja
Fotstøtte foldbare	Ja
Fotstøtte svingbare	Ja
Fotstøtte avtagbare	Ja
Fotstøtter høydejusterbare	Ja
Nakkestøtte	Ja
Betjening	Via fjernkontroll
Batteri levetid	2-3 år
Ramme	Pulverlakkert krom molybden stål
Sete/rygg/armlen	Polyuretan
IP-klassifikasjon	IPX6 (Vaskbar, også i vasketunnel. 20°C IEC 60601-2-52)

Tilbehør Rise & Tilt

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Butterfly-armlen par	51992	192222
Justerbar nakkestøtte	51843	
Toalettbøtte med lokk	51667	287436
Fotstøtte høyre	51818	
Fotstøtte venstre	51819	
Amputasjonsbenstøtte høyre	51820	
Amputasjonsbenstøtte venstre	51821	

Tilt Dusjstol

 325 kg

Cobi dusjstol tilt har en elektrisk tiltfunksjon på 0-32 grader og en vektkapasitet på 325 kg. Den er designet for å gi en behagelig dusjopplevelse - også i mindre rom.

Tilten gjør intimhygiene mer tilgjengelig og effektiv. Benstøtte og nakkestøtte leveres med som standard.

Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	325 kg
Setedybde	42/48/54 cm
Total lengde (laveste posisjon)	140 cm
Total bredde	74 cm
Setebredde	61 cm
Setehøyde	51-69 cm
Bredde fotstøtte	58-110 cm
Høyde fotstøtte	40-48 cm
Elektrisk tilt	0-32°
Bredde mellom standard armlener	61 cm
Bredde mellom butterfly-armlener	76 cm
Toalettåpning	Ø 24 cm, lengde 35 cm
Elektrisk setehøydejustering	55-100 cm
Avstand underside sete - gulv	44,5 cm
Avstand ledsagerhåndtak - gulv	100 cm
Avstand sete - fotstøtte	39-42-45-48 cm
Avstand sete - armlen	22 cm
Vekt	39 kg
Løftekapasitet på fulladet batteri	Ca. 20 ganger
Svingradius	158 cm
Hjuldiameter	15 cm



Art. nr.	HMS-nr.
51994	192221

Tilbehør Cobi dusjstol tilt

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Butterfly-armlen par	51992	192222
Toalettsete åpning 24x35 cm	51993	192223
Justerbar nakkestøtte	51843	
Toalettbotte med lokk	51667	287436
Fotstøtte høyre	51818	
Fotstøtte venstre	51819	
Amputasjonsbenstøtte høyre	51820	
Amputasjonsbenstøtte venstre	51821	

Minimaxx

 325 kg

Minimaxx er en anvendelig rullestol som enkelt legges sammen for transport. Stolen kommer i fire ulike bredder, med eller uten skivebrems. De bakre drivhjulene bærer det meste av vekten, noe som gjør det enklere å dytte rullestolen, samt at en reduserer tippefaren.

Ledsagerhåndtakene er designet slik at ledsager enkelt kan manøvrere stolen uten å anstrenge håndledd og skuldre. Velger du en Minimaxx med skivebrems får du også parkeringsbrems som låser hjulene ved behov. Benstøtte leveres som standard.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 18.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	325 kg
Setebredde	56/61/66/71 cm
Totalbredde	Setebredde + 22 cm
Totalbredde sammenlagt	35 cm
Total høyde	103 cm
Total lengde u/ fotstøtte	70 cm
Setedybde	46 cm
Setehøyde	43 cm
Høyde ryggstøtte	51 cm
Vekt	27 kg

Cobi Minimaxx	Art. nr.	HMS-nr.
56 cm setebredde	51886	174976
61 cm setebredde	51840	231034
66 cm setebredde	51887	
71 cm setebredde	51841	
56 cm setebredde, med skivebrems	51888	
61 cm setebredde, med skivebrems	51889	166296
66 cm setebredde, med skivebrems	51890	197116
71 cm setebredde, med skivebrems	51891	232995

Tilbehør Cobi Minimaxx

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Sommerfugl-armlene	51894	
Armlene Sport	51895	
IV holder og O2 holder	51896	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Stokkholder	51926	
Benstøtte breddejusterbar (høyre)	51927	
Benstøtte breddejusterbar (venstre)	51928	174977
Amputasjonsbenstøtte (høyre)	51929	174978
Amputasjonsbenstøtte (venstre)	51930	



Armlene Sport



Bord (for setebredde 55-72 cm)



Minimaxx

 325 kg

Med hjelpemotor

Minimaxx er en anvendelig rullestol som enkelt legges sammen for transport. Stolen kommer i fire ulike bredder med skivebrems og en pushmotor som hjelper en evt. ledsager å få rullestolen fremover. Motoren som er svært enkel å betjene, bidrar også opp bakker opp til 5° helling og skivebremsene sørger for at stolen ikke ruller avgårde i nedoverbakke.

Du kan velge mellom kjøring fremover eller i revers, samt at du kan regulere hastigheten fra 1 km/t til 5 km/t. Hjulene på stolen er plassert på en måte som gjør den svært sikker og som reduserer risikoen for å tippe. Armlenene er ekstra lange for å gjøre inn- og utstigning av stolen enklest mulig. Benstøtter leveres som standard.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 18.

Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	325 kg
Setebredde	56/61/66/71 cm
Totalbredde	Setebredde + 22 cm
Totalbredde sammenlagt	35 cm
Total høyde	103 cm
Total lengde u/ fotstøtte	70 cm
Setedybde	46 cm
Setehøyde	43 cm
Høyde ryggstøtte	51 cm
Vekt	27 kg
Vekt motor	23 kg
Vekt batteri	9 kg

Cobi Minimaxx med hjelpemotor	Art.nr.	HMS-nr.
56 cm setebredde	51922	210836
61 cm setebredde	51923	
66 cm setebredde	51924	233864
71 cm setebredde	51925	198849



Tilbehør Cobi Minimaxx

Produktnavn	Art.-nr.	HMS-nr.
Butterfly-armlen	51894	
Armlene Sport	51895	
IV holder og O2 holder	51896	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Stokkholder	51926	
Benstøtte breddejusterbar (høyre)	51927	
Benstøtte breddejusterbar (venstre)	51928	174977
Amputasjonsbenstøtte (høyre)	51929	174978
Amputasjonsbenstøtte (venstre)	51930	



Armlene Sport



Bord (for setebredde 55-72 cm)



Eclipse

 270 kg/450 kg

Stålrammen gjør Eclipsen til en meget solid og slitesterk rullestol. Rammen er designet slik at mesteparten av vekten blir båret på bakhjulene som gjør styringen veldig enkel. Du kan justere setedybden og setehøyden, samt vinkel på sete i forhold til gulv og sete i forhold til rygg. Med framhjulene plassert foran setet blir stolen mer stabil og tippesikker. Ved å bruke hodestøtte, så kan brukeren også sitte i Eclipse rullestol under transport i bil.

Stolen finnes i hele ni ulike bredder og ved spesialbestilling kan stolen forsterkes ytterligere og gi en tillatt brukervekt på inntil 450 kg.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 18.



Eclipse rullestol er kollisjonstestet

Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	270 kg/450kg
Setebredde	50-112 cm
Totalbredde	Setebredde + 18 cm
Total lengde u/ fotstøtte	87 cm
Setedybde	41-56 cm
Setehøyde	36-51 cm
Høyde ryggstøtte	65-75 cm
Vekt	30 kg

Cobi Eclipse	Art. nr.	HMS-nr.
50 cm setebredde	51931	198231
55 cm setebredde	51932	161726
61 cm setebredde	51369	161726
66 cm setebredde	51370	174121
72 cm setebredde	51933	
82 cm setebredde	51934	
92 cm setebredde	51935	
102 cm setebredde	51936	
112 cm setebredde	51937	

Tilbehør Eclipse

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Hodestøtte regulerbar	51951	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Ledsagerbrems umontert	51956	215415
Ledsagerbrems montert	51961	
Utbyggingssett: 5-16 cm	51943	
Forsterkning til 450 kg brukervekt	51938	
Benstøtte utsvingbar (høyre)	51939	174122
Benstøtte utsvingbar (venstre)	51940	174123
Benstøtte vinkelreg. (høyre)	51941	
Benstøtte vinkelreg. (venstre)	51942	
Oksygenholder	51990	
Vinkelstillbar rygg	51987	
Ryggfortlenger +25 cm	51988	

Eclipse Tilt

 270 kg

Eclipse Tilt kan tiltes 30° for optimal komfort og posisjonering i rullestolen. Stårammen gjør det til en solid og slitesterk rullestol. Med et design som gjør at mesteparten av vekten blir båret på bakhjulene så blir styringen veldig enkel. Du kan justere setedybden og setehøyden, samt vinkel på sete i forhold til gulv og sete i forhold til rygg. Armlenene kan også tas av ved behov. Med framhjulene plassert foran setet blir stolen mer stabil og tippesikker. Stolen finnes i seks ulike bredder og leveres med benstøtte som standard.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 18.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Setebredde	50-82 cm
Totalbredde	Setebredde +25 cm
Total lengde u/ fotstøtte	87 cm
Setedybde	41-56 cm
Setehøyde	41-51 cm
Høyde ryggstøtte	65-75 cm
Vekt	32 kg

Cobi Eclipse Tilt	Art. nr.	HMS-nr.
50 cm setebredde	51945	
55 cm setebredde	51946	
61 cm setebredde	51947	
66 cm setebredde	51948	213428
72 cm setebredde	51949	
82 cm setebredde	51950	

Tilbehør Eclipse Tilt

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Hodestøtte regulerbar	51951	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Ledsagerbrems umontert	51956	215415
Ledsagerbrems montert	51961	
Utbyggingssett: 5-16 cm Eclips	51943	
Forsterkning til 450 kg brukervekt	51938	
Benstøtte utsvingbar (høyre)	51939	174122
Benstøtte utsvingbar (venstre)	51940	174123
Benstøtte vinkelreg. (høyre)	51941	
Benstøtte vinkelreg. (venstre)	51942	
Oksygenholder	51990	
Vinkelstillbar rygg	51987	
Ryggforlenger + 25 cm	51988	

Tauron

 250 kg

Tauron bariatrisk rullestol er en sammenleggbar rullestol i minimalistisk stil med en maksimal brukervekt på 250 kg. Den er designet med tanke på å gi overvektige med nedsatt gangfunksjon eller bevegelsessevne, mulighet til å opprettholde en viss mobilitet. Tauron er en god transportrullestol som er velegnet på sykehjem, sykehus, rehabiliteringssenter, dagsenter og ikke minst i private hjem.

Stolen leveres med 24" drivhjul og 6" svinghjul og benstøtten kan vinkelstilles, samt justeres i høyde og posisjon. I tillegg har stolen parkeringsbrems, innstillbare kjørehåndtak og anti-tipp som standard.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 18.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	250 kg
Total bredde	79-94 cm
Total høyde	103 cm
Total lengde med benstøtte	104-109 cm
Setebredde	60-75 cm
Setedybde	36-43/ 39-48 cm
Setehøyde	39 - 47 cm
Rygglenehøyde	65-75 cm
Vekt	30 kg

Setebredde	Setedybde	Art. nr.
60 cm	36 cm	52424
60 cm	39 cm	52425
60 cm	43 cm	52426
60 cm	48 cm	52427
65 cm	36 cm	52428
65 cm	39 cm	52429
65 cm	43 cm	52430
65 cm	48 cm	52431
70 cm	36 cm	52432
70 cm	39 cm	52433
70 cm	43 cm	52434
70 cm	48 cm	52435
75 cm	36 cm	52436
75 cm	39 cm	52437
75 cm	43 cm	52438
75 cm	48 cm	52439



Caneo XL rullestol

 200 kg

Caneo XL rullestol er en sammenleggbar rullestol som er kollisjonstestet og godkjent som sete i bil.

Caneo XL er laget som en transportrullestol og er derfor konstruert for transport av voksne personer med en maks. brukervekt opptil 200 kg. Caneo er derfor velegnet for bruk på sykehus, rehabiliteringssenter, dagsenter, flyplasser osv.

Rullestolens saksekonstruksjon er laget av stål slik som rammen og ryggørene. Sete og ryggpolstringen består av 300 D Polyester, mens armputene er laget av PU skum. Rullestolen er utstyrt med parkeringsbrems og med gode kjørehåndtak. Anti-tipp hjul er et tilbehør hvis man ønsker dette.

Stolen leveres med 24" drivhjul og 7" forhjul. Puter bestilles separat, se tilbehør på side 18.



Spesifikasjoner

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt	200 kg
Samlet bredde	76-80 cm
Samlet høyde	92-95 cm
Samlet lengde med benstøtte	115-120 cm
Setebredde	45,7-51,7 cm
Setedybde	47-51 cm
Setehøyde	44-47 cm
Vekt	25 kg

Caneo	Art. nr.
56 cm setebredde, brukervekt 200 kg	52420
60 cm setebredde, brukervekt 200 kg	52421
56 cm setebredde, med tromlebremse	52422
60 cm setebredde, med tromlebremse	52423

Tilbehør Caneo

Produktnavn	Art. nr.
Anti-tipp	52441
Benstøtte høyre, høydejusterbar	52442
Benstøtte venstre, høydejusterbar	52443
Amputasjonsbenstøtte, høyre	52444
Amputasjonsbenstøtte, venstre	52445



Komfortpute

 325 kg

Denne puten er spesielt utviklet for tunge brukere som har behov for avlastning over tid. Puten er bygget opp med viskoelastisk skum på toppen og fjæring under skummet. Denne patenterte oppbyggingen av puten sørger for at trykket fordeles til en større flate og dermed gir økt trykkavlastning. Puten leveres med inkontinestreck og i fem ulike bredder, hvor av alle er 12 cm høy og 45 cm dyp. Inkontinestrekken kan enkelt tas av og vaskes.

Passer til alle rullestolene.



Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Setebredde	61-71 cm
Setedybde	45 cm
Høyde	12 cm
Vekt	2 kg

Produktnavn	Art. nr.
Komfortpute 55x45 cm	52083
Komfortpute 61x45 cm	51971
Komfortpute 66x45 cm	51972
Komfortpute 72x45 cm	51973
Komfortpute 82x45 cm	51974

Visco komfortpute

 325 kg

Denne rullestolputen er spesielt designet for deg som er i risikosonen for å utvikle trykksår. Den er lagd på et støpt underlag med 11 cm fast skum og 3 cm viskoelastisk skum på toppen. Det støpte underlaget gir stabilitet og støtte, samt god trykkavlastning.

Vi leverer puter i åtte ulike bredder; alle er 14 cm høy og 50 cm dyp. Putene leveres med inkontinestreck som enkelt kan taes av og vaskes.

Passer til alle rullestolene.



Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Setebredde	56-71 cm
Setedybde	50 cm
Høyde	14 cm
Vekt	3 kg

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Viscokomfortpute 56x50 cm	51975	199992
Viscokomfortpute 61x50 cm	51976	174444
Viscokomfortpute 66x50 cm	51977	197117
Viscokomfortpute 71x50 cm	51978	213241
Viscokomfortpute 81x50 cm	51979	
Viscokomfortpute 91x50 cm	52408	
Viscokomfortpute 96x50 cm	52409	
Viscokomfortpute 100x50 cm	52410	

Rullator King

 325 kg

Med en vektkapasitet på 325 kg er Rullator King en av de sterkeste rullatorene på markedet. Rullatoren kommer seg lett gjennom døråpninger og er enkel å legge sammen for transport/oppbevaring. Den har et sete med stor sitteflate, ekstra sterke rør og 8" hjul som gir god sikkerhet, stabilitet og komfort. Med en stor støtteflate mot underlaget, så minimeres risiko for fall, også når man setter seg på den.

Bremsene er lett tilgjengelig og enkle i bruk, noe som sikrer god og trygg bevegelighet.



Dimensjoner	Rullator King 61 cm	Rullator King 71 cm
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg	325 kg
Bredde mellom håndtak	61 cm	71 cm
Totalbredde	71 cm	84 cm
Setehøyde	50 cm	50 cm
Setedybde	35,5 cm	35,5 cm
Setebredde	51 cm	51 cm
Høydejustering (2,5 cm intervall)	77,6-99 cm	77,6-99 cm
Vekt	15,7 kg	15,7 kg

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Rullator King 61 cm	51842	173406
Rullator King 71 cm	51715	173406

Rullator Support

 200 kg

Med elegant og enkelt design, går denne rullatoren lett gjennom døråpninger, samt at den er enkel å slå sammen for transport og lagring. Rullator Support har underarmsstøtter med tilpassede håndtak og håndbremses, som gir brukeren god støtte og gjør den enkel og trygg å bruke. Den er utstyrt med ekstra sterke rør og 8" hjul som gir ekstra sikkerhet, stabilitet og komfort. Setet gir en god og stor sitteflate, og Rullator Support har en stor støtteflate mot underlaget, noe som gir en minimal risiko for fall, også når man setter seg på den. For brukervekt inntil 200 kg.



Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	200 kg
Setedimensjoner	35,5 x 50,8 cm
Setebredde	51 cm
Bredde mellom håndtak	61 - 71 cm
Totalbredde	71 - 84 cm
Setehøyde	50 cm
Høydejustering (2,5 cm intervall)	100-130 cm
Vekt	17 kg

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Rullator Support 61 cm	51958	165843
Rullator Support 71 cm	52112	

High-walker

 325 kg

High-walker er et multifunksjonelt hjelpemiddel. Det kan brukes til gåing, mobilisering fra sittende til stående stilling, den er trygg å bruke og gir en følelse av uavhengighet. Den har to innebygde håndtak på siden som muliggjør det å reise seg fra seng eller stol på en kontrollert måte. Dette minimerer fallrisiko.

Det er mulig å justere underarmspolstringen i både bredde og vinkel som gir optimal komfort. Bremsene er lett tilgjengelig i oppreist posisjon og kan også brukes til å kontrollere farten og svinger.

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Total lengde	76 cm
Total bredde	80-92 cm
Bredde mellom armlen	59-69 cm
Høydejustering (3 cm intervall)	100-130 cm
Vekt	20 kg
Fronthjul	10 cm
Bakhjul	12,5 cm



Art. nr.	HMS-nr.
51390	174124

Cobi Gåramme

 270 kg

Gårammen er sammenleggbar og tilgjengelig i to bredder. Den veier kun 3 kg, er solid og har god stabilitet. Høyden reguleres enkelt uten verktøy.


Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Total lengde	50 cm
Total bredde	74/84 cm
Bredde mellom armlen	54/64 cm
Høydejustering (2,5 cm intervall)	76-101 cm
Vekt	3 kg

Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Gåramme 74 cm	51386	144759
Gåramme 84 cm	51960	

Produktnavn	Art. nr.
Gåramme med hjul 74 cm	51998



Stokk

 270 kg

Den buede halsen på de forsterkede stokkene plasserer brukernes vekt rett over akselen for stabilitet og trygghet. Stokkene har håndtak i vinyl og store trykknapper for enkel justering av høyden.

4-punktsstokken har en stor base for ekstra stabilitet.

4-punktsstokk

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Høydejustering	71-93 cm
Vekt	1,5 kg
Dimensjoner	15x22 cm

Bariatrisk stokk

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Høydejustering	71-93 cm
Vekt	0,9 kg



Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
4-punktsstokk	51388	198463
Bariatrisk stokk	51387	-

Albuekrykker

 325 kg

En forsterket albuekrykke som tåler brukervekt helt opp til 325 kg. Leveres til venstre og til høyre side.

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Høydejustering	68-110 cm
Vekt	1,5 kg
Underarmstøtte	15 cm
Grep	14 cm



Albuekrykker har anatomisk grep



Produktnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Albuekrykke høyre	51839	176376
Albuekrykke venstre	51969	196557

Produktnavn	Art. nr.
Albuekrykke standargrep	52407



Aktiv og trygg i alle livets faser

Hepro ble etablert i 1987 og har sitt hovedkontor og produksjonslokaler omringet av majestetiske fjell ved Rognan i Saltenfjorden. Vi har vokst til å bli en ledende aktør innen tekniske hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger, og har kontorer spredd flere steder i Norge.

Hepro startet sin reise med utvikling og produksjon av voksehjelpemidler. Vår ekspertise innen dette feltet har vokst, og i dag tilbyr vi et bredt spekter av produkter. Vår portefølje inkluderer også Krabat, en merkevare dedikert til innovative hjelpemidler for barn. Krabat-produkter gir barn muligheten til mestring, selvstendighet og sosial deltakelse. I nært samarbeid med fysio- og ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd menneskers behov for hjelp til å være selvstendige i egen hverdag. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter og løsninger.

I en tid med økende antall eldre og begrensede ressurser innen helsevesenet, jobber Hepro for å frigjøre tid og forbedre omsorgen gjennom teknologiske løsninger. Vi har en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi. Vår egen plattform, Hepro Respons, skalerer svært godt og gir mulighet til å integrere nye teknologi og utvikle unike tjenester for kommuner i inn- og utland.

Hepro er én av Norges ledende aktører innen hjelpemidler og velferdsteknologi, men vår tilstedeværelse strekker seg langt utover landets grenser. Våre produkter og løsninger eksporteres til hele verden.

Med et stort og dyktig team spredd over hele landet, er vi alltid nær deg. Besøk vår nettside for kontaktinformasjon, eller ta kontakt med din lokale representant for å finne ut hvordan Hepro kan hjelpe deg med å skape en aktiv og trygg hverdag.