

XXL

HEPRO



Mestring • Trygghet • Trivsel
Se og kjøp våre produkter på hepro.no

Posisjoneringensløsninger for overvekt

Overvekt er et økende problem for stadig flere, og medførende tap av styrke og funksjon kan skape et behov for hjelpemidler som bidrar til å bevare mobilitet og uavhengighet. Hepro vet at hjelpemidlenes kvalitet, vektkapasitet og tilpasningsmuligheter er viktig for den overvektige brukeren. Vi er derfor stolte av å være leverandør av kvalitetsproduktene fra den danske hjelpemiddelprodusenten Cobi Rehab, som har mange års erfaring med bariatri.

Formålet til Cobi er at den bariatriske brukeren skal få hjelp til rehabilitering gjennom ergonomisk tilpassede hjelpemidler av høy kvalitet. Alle XXL-Rehab-hjelpemidlene har en sterk konstruksjon og kan brukes av brukere opptil 325 kg. Produktene er ergonomisk utformet for å gi brukeren god støtte og komfort, men også for å sørge for at omsorgspersonell blir avlastet i forbindelse med løft og forflytning.

Produktene er brukervennlige, ergonomiske og legger til rette for selvstendighet i hverdagen. Snakk med din ergoterapeut, fysioterapeut eller fastlege for å kartlegge dine behov og finn det produktet som best hjelper deg til å ivareta din uavhengighet, og som gir deg muligheten til å bo hjemme.



- 3 Arctic 17/60
- 4 Dusj/toalettstol
- 5 Dusj- og toalettstol med hjul eller drivhjul
- 6 Rise & Tilt Dusjstol
- 7 Tilt Dusjstol
- 8 Minimaxx
- 9 Minimaxx med hjelpemotor
- 10 iCHAIR
- 13 S4
- 14 Eclipse
- 15 Eclipse tilt
- 16 Komfortpute
Viscokomfortpute
- 17 Rullator King
Rullator Support
- 18 High walker
Gåramme
- 19 Stokk
Albuekrykke

Arctic 17/60

Arctic 17/60 er vår nye løftestol spesielt tilpasset større brukere. Stolen leveres med nyutviklet 2-lags skum som sikrer veldig god sittekomfort, også ved lengre opphold i stolen.

Vi ønsker at du selv skal mestre din hverdag, og da er det viktig at våre produkter er forståelige og brukervennlige. Vi har derfor forenklet betjeningen på den nye Arctic 17 med kontrastfarger, piktogrammer og tekst som gjør stolens funksjoner godt synlige og enkle å forstå.

Trygghet er noe av det viktigste vi kan tilby deg som bruker av våre produkter. Vi har derfor videreutviklet vår løftemekanisme for å gjøre stolen enda mer robust, stabil og trygg. Arctic 17/60 leveres også med ekstra sokkelplate for ytterligere stabilitet. Velg mellom modellene Synkron, Standard eller Tilt - med eller uten sving.



Beskrivelse	Mål
Maks brukervekt (lasteevne)	260 kg
Setehøyde foran min.	47 cm
Setehøyde foran maks.	57 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråloft foran	55-62 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråloft bak	73-80 cm
Setedybde min.	43 cm
Setedybde maks.	53 cm
Setebredde	60 cm
Rygg høyde	81-99 cm
Armleneavstand min. (innvendig)	60 cm
Armleneavstand maks.	70 cm
Armlene høyde min.	6 cm
Armlene høyde maks.	22 cm
Armlene bredde	13 cm
Stolens største bredde	87 cm
Stolens største lengde	182 cm
Tilt (ved tiltstol)	12°
Stolens vekt	79 kg

Modell	Art. nr.	HMS-nr.	Post	Rangering
Synkron sving (stoff)	29428	240519	3	1
Synkron sving (hud)	29429	240520	3	1
Standard (stoff)	29446	240521	5	1
Standard (hud)	29447	240522	5	1
Standard sving (stoff)	29448	240541	9	1
Standard sving (hud)	29449	240542	9	1
Tilt (stoff)	29466	240531	7	1
Tilt (hud)	29467	240532	7	1
Tilt sving (stoff)	29468	240551	11	1
Tilt sving (hud)	29469	240552	11	1

Dusj/toalettstol

Armlenene er konstruert slik at de går forbi/utenfor setet. Dette gjør det enkelt å få et godt grep både når du skal reise deg, eller sette deg. Konstruksjonen på armlenene gjør også stolen romslig når du sitter i den. Setedybden kan reguleres for å best mulig finne den beste sittestillingen for deg.

Seteputene taes enkelt av for rengjøring. Du trenger ikke verktøy for å fjerne toalettboten for rengjøring.



Sete med åpen åpning



Sete med lukket åpning



Artikkelnummer	51216	51217
HMS-nummer	160279	169993
Beskrivelse	Dimensjoner Cobi XXL 61	Dimensjoner Cobi XXI 71
Maks brukervekt (lasteevne)	325 kg	325 kg
Setebredde	61 cm	71 cm
Total lengde	80-101 cm	80-101 cm
Setedybde	40-52 cm	40-52 cm
Setehøyde	44-59 cm	44-59 cm
Ryggstøtte høyde	37 cm	37 cm
Avstand undersiden av sete - gulv	33-48 cm	33-48 cm
Avstand botte - gulv	21-36 cm	21-36 cm
Bredde utside av fremre ben	69 cm	79 cm
Total høyde	79-94 cm	79-94 cm
Totalvekt	14 kg	15 kg
Bredde utside av armlen	73 cm	83 cm
Toalettbotte med lokk (følger med)		
Toalettbotte med lokk (reservedel)	51667	51667

Dusj- og toalettstol

Med hjul eller drivhjul

Fotstøttene kan justeres både sideveis, samt opp og ned. Armlenene er ekstra lange for å gi ekstra god støtte ved ut- og innstigning i stolen. Du kan velge mellom stol med standard armlener, eller butterfly-armlener (se bilder til høyre nede). Stol med butterfly-armlener vil gjøre stolen betydelig bredere.

Setet er delt på midten for enklest mulig utførelse av hygieneoperasjoner.



Med fire hjul

Denne dusjstolen har fire hjul, hvorav to av disse har individuelle bremses.



Med drivhjul

Denne dusjstolen har små forhjul og drivhjul bak. Dette sørger for bedre retningsstabilitet og gir en smidigere fremkomst.

Modell med drivhjul	Art. nr.	HMS-nr.
61 cm setebredde	51378	175118
71 cm setebredde	51670	
61 cm setebredde, butterfly-armlen	51673	184368
71 cm setebredde, butterfly-armlen	51674	

Modell med fire små hjul	Art. nr.	HMS-nr.
61 cm setebredde	51377	184544
71 cm setebredde	51379	184505
61 cm setebredde, butterfly-armlen	51671	175703
71 cm setebredde, butterfly-armlen	51672	162338

Beskrivelse begge modeller	Bredde 61 cm	Bredde 71 cm
Maks brukervekt (lasteevne)	325 kg	325 kg
Setebredde med std armlener	61 cm	71 cm
Totalbredde med std armlener	68 cm	78 cm
Setedybde	56 cm	56 cm
Setehøyde	55 cm	55 cm
Ryggstøtte	32-52 cm	32-52 cm
Avstand sete - fotstøtte	40-42-44-46-48 cm	40-42-44-46-48 cm
Bredde fotstøtte	58-110 cm	58-110 cm
Avstand ledsagerhåndtak - gulv	100 cm	100 cm
Bredde mellom armlener	54 cm	54 cm
Høyde ryggstøtte	48 cm	48 cm
Høyde fotstøtte	40-48 cm	40-48 cm
Avstand gulv - underside sete	44,5 cm	44,5 cm
Modell med drivhjul Total lengde	129 cm	129 cm
Modell med fire småhjul Total lengde	117 cm	117 cm
Totalvekt	27 kg	30 kg
Fremhjul	12,5 cm	12,5 cm
Modell med drivhjul Bakhjul	24"	24"
Modell med fire småhjul Hjul	12,5 cm	12,5 cm



Standard armlener



Butterfly armlener

Tilbehør begge modeller

Artikkelnavn	Art.-Nr.	HMS-nr.
Butterfly armlen	51992	192222
Toalettbotte med lokk	51667	
Dusjsete helt	51685	
Fothviler høyre	51818	
Fothviler venstre	51819	
Amputasjonsbenstøtte høyre	51820	
Amputasjonsbenstøtte venstre	51821	

Rise & Tilt Dusjstol

Cobi Rise & Tilt Dusjstol er utviklet for brukere med vekt opp til 325 kg, og skal være til hjelp ved forflytning, dusj og toalettbesøk. Kombinasjonsstolen har innebygget løft og tiltfunksjon, tilpasset bariatriske brukere, som løfter og tilter i separate operasjoner.

Tiltfunksjonen tilter bakover opp til 30° og gir helsepersonell god tilgang ved hygiene- og hudpleie. Hev/senkfunksjonen legger til rette for ergonomisk forsvarlige arbeidsstillinger og bidrar til øyekontakt mellom pleiepersonalet og brukeren. Dette gir god kommunikasjon og trygghet underveis i hygieneprosedyren.

- El-heis og tiltfunksjon opp til 30°
- Mulighet for ekstra brede butterfly armlener
- Bremses på alle 4 hjul
- Unik løftefunksjon
- Håndbetjening gir pleieren full kontroll
- Høy rygg og robuste armlener

Artikkelnummer	51214
Artikkelnavn	Dimensjoner
Maks brukervekt	325 kg
Setedybde justerbar	42/48/54 cm
Total lengde (laveste posisjon)	140 cm
Total bredde	74 cm
Setebredde	66 cm
Setehøyde	51-69 cm
Elektrisk setetilt bak	0-30°
Setetilt uavhengig av høydeinstillingen	Ja
Bredde mellom standard armlener	61 cm
Bredde mellom butterfly armlener	76 cm
Bredde toalettåpning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Elektrisk setehøydejustering	55-100 cm
Avstand underside sete - gulv	44,5 cm
Avstand ledsagerhåndtak - gulv	100 cm
Avstand sete - fotstøtte	39-42-45-48 cm
Avstand sete - armlen	22 cm
Vekt	46 kg
Løftekapasitet på fulladet batteri	Ca. 15 ganger
Svingradius	156 cm
Hjuldiameter (med brems)	15 cm
Hjul låsbare	Ja, 4 stk.
Armlener til side svingbare	Ja
Fotstøtte foldbare	Ja
Fotstøtte svingbare	Ja
Fotstøtte avtagbare	Ja
Fotstøtter høydeinstillbare	Ja
Nakkestøtte	Ja
Betjening	Via fjernkontroll
Batteri levetid	2-3 år
Ramme	Pulverlakkert krom molybden stål
Sete/rygg/armlen	Polyuretan
IP-klassifikasjon	IPX6
IPX6	Vaskbar, også i vasketunnel. 20°C IEC 60601-2-52



Tilbehør Rise & Tilt

Artikkelnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Butterfly-armlen par	51992	192222
Justerbar nakkestøtte	51843	
Toalettbotte med lokk	51667	
Fotstøtte høyre	51818	
Fotstøtte venstre	51819	
Amputasjonsbenstøtte høyre	51820	
Amputasjonsbenstøtte venstre	51821	

Tilt Dusjstol

Cobi dusjstol tilt har en 32 graders tiltposisjon og vektkapasitet på 325 kg. Den er designet for å gi en behagelig dusjopplevelse, også i mindre rom.

Tilten gjør intimhygiene mer tilgjengelig og effektiv.

Artikkelnummer	51994
HMS-nummer	192221
Beskrivelse	Dimensjoner
Maks brukervekt	325 kg
Setedybde	42/48/54 cm
Total lengde (laveste posisjon)	140 cm
Total bredde	74 cm
Setebredde	66 cm
Setehøyde	51-69 cm
Bredde fotstøtte	58-110 cm
Høyde fotstøtte	40-48 cm
Elektrisk tilt	0-32°
Bredde mellom standard armlener	61 cm
Bredde mellom butterfly-armlener	76 cm
Toalettåpning	Ø 24 cm, lengde 35 cm
Elektrisk setehøydejustering	55-100 cm
Avstand underside sete - gulv	44,5 cm
Avstand ledsagerhåndtak - gulv	100 cm
Avstand sete - fotstøtte	39-42-45-48 cm
Avstand sete - armlen	22 cm
Vekt	39 kg
Løftekapasitet på fulladet batteri	Ca. 20 ganger
Svingradius	158 cm
Hjuldiameter	15 cm



Tilbehør Cobi dusjstol tilt

Artikkelnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Butterfly-armlen par	51992	192222
Toalettsete åpning 24x35 cm	51993	192223
Justerbar nakkestøtte	51843	
Toalettbotte med lokk	51667	
Fotstøtte høyre	51818	
Fotstøtte venstre	51819	
Amputasjonsbenstøtte høyre	51820	
Amputasjonsbenstøtte venstre	51821	

Minimaxx

Minimaxx er en anvendelig rullestol som enkelt legges sammen for transport. Stolen kommer i fire ulike bredder, med eller uten skivebrems.

Stolen er designet slik at de bakre drivhjulene bærer mest av vekten. Dette gjør at rullestolen er enkel å dytte, samt at en unngår tippetfare. Ledsagerhåndtakene er designet slik at ledsager enkelt kan manøvrere stolen uten å anstrenge håndledd og skuldre.

Velger du en Minimaxx med skivebrems får du også parkeringsbrems som låser hjulene ved behov.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 16.



Cobi Minimaxx	Art.-Nr.	HMS-nr.
56 cm setebredde	51886	174976
61 cm setebredde	51840	231034
66 cm setebredde	51887	
71 cm setebredde	51841	
56 cm setebredde, med skivebrems	51888	
61 cm setebredde, med skivebrems	51889	166296
66 cm setebredde, med skivebrems	51890	197116
71 cm setebredde, med skivebrems	51891	

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks brukervekt	325 kg
Setebredde	56/61/66/71 cm
Totalbredde	Setebredde + 22 cm
Totalbredde sammenlagt	35 cm
Total høyde	103 cm
Total lengde u/ fotstøtte	70 cm
Setedybde	46 cm
Setehøyde	43 cm
Høyde ryggstøtte	51 cm
Vekt	27 kg

Tilbehør Cobi Minimaxx

Artikkelnavn	Art.-Nr.	HMS-nr.
Sommerfugl-armlene	51894	
Armlene SPORT	51895	
IV holder og O ₂ holder	51896	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Stokkholder	51926	
Benstøtte breddejusterbar (høyre)	51927	174977
Benstøtte breddejusterbar (venstre)	51928	174978
Amputasjonsbenstøtte (høyre)	51929	
Amputasjonsbenstøtte (venstre)	51930	

Minimaxx

Med hjelpemotor

Minimaxx er en anvendelig rullestol som enkelt legges sammen for transport. Stolen kommer i 4 ulike bredder med skivebrems og pushmotor.

Stolen leveres med en motor som hjelper en evt. ledsager å få rullestolen fremover. Motoren bidrar også opp bakker opp til 5° helling. Skivebremsene sørger for at stolen ikke ruller avgårde i nedoverbakke. Motoren er svært enkel å betjene. Du kan velge mellom kjøring fremover eller i revers, samt at du kan bestemme hastigheten fra 1 km/t til 5 km/t.

Hjulene på stolen er konstruert på en måte som gjør den svært sikker, og det er veldig liten risiko for tipping. Armlenene er ekstra lange for å gjøre inn- og utstigning av stolen enklest mulig.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 16.



Cobi Minimaxx med hjelpemotor	Art.-Nr.	HMS-nr.
56 cm setebredde	51922	210836
61 cm setebredde	51923	
66 cm setebredde	51924	
71 cm setebredde	51925	198849

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks brukervekt	325 kg
Setebredde	56/61/66/71 cm
Totalbredde	Setebredde + 22 cm
Totalbredde sammenlagt	35 cm
Total høyde	103 cm
Total lengde u/ fotstøtte	70 cm
Setedybde	46 cm
Setehøyde	43 cm
Høyde ryggstøtte	51 cm
Vekt	27 kg
Vekt motor	23 kg
Vekt batteri	9 kg

Tilbehør Cobi Minimaxx med hjelpemotor

Artikkelnavn	Art.-Nr.	HMS-nr.
Butterfly-armlen	51894	
Armlene SPORT	51895	
IV holder og O ₂ holder	51896	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Stokkholder	51926	
Benstøtte breddejusterbar (høyre)	51927	174977
Benstøtte breddejusterbar (venstre)	51928	174978
Amputasjonsbenstøtte (høyre)	51929	
Amputasjonsbenstøtte (venstre)	51930	

iCHAIR XXL

For en aktiv livsstil

iCHAIR XXL 19 er en sterk og pålitelig rullestol til innendørs- og utendørs bruk. Stolen overbeviser med smarte elektriske funksjoner og nytt design som tar hensyn til sitteergonomi og kjørekomfort.

Med oppheng av bakhjulene oppnår man ideell kjørekomfort over lengre avstander. Rullestolen har svært god framkommelighet og moter hinder på en behagelig måte.

iCHAIR XXL 19 kan tilpasses den enkelte og leveres med et ergonomisk setesystem i ulike dimensjoner. Stolen har gode justeringsmuligheter med elektrisk ryggregulering, elektrisk tilt og vinkelregulerbare fotplater. Armlener og styre kan også tilpasses for å oppnå tilpasset kjøreergonomi, og med benstøtter med 60 graders vinkel og brede armlenepad får man god støtte.

Stolen leveres som standard med en brukervekt på 250 kg. Dersom man ønsker elektrisk seteheis kan dette levers som tilbehør, med en brukervekt på 180 kg. Man kan også få elektriske benstøtter som tilbehør. iCHAIR XXL 19 har servicevennlige løsninger som gjør at service på rullestolen tar kort tid.



Kontroller



Led lys



Elektrisk tilt

Art.nummer	20008
HMS-nummer	249751
NAV-avtale	Post 19
Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	250 kg
Setebredde	53-77 cm
Setedybde	43-60 cm
Setehøyde fremme (uten/med pute)	46-56 cm /53-63 cm
Ryggghøyde	53-57 cm
Elektrisk tilt (i grader)	0°-18°
Elektrisk ryggregulering	-10° - +50°
Legglengde	37-51 cm
Armlenhøyde	17-28 cm
Lengde med fotbrett	115 cm
Lengde uten fotbrett	85 cm
Benstøtte vinkel, lengderegulerbar og utsvingbar (i grader)	60°
Bredde på understell	67 cm
Høyde uten hodestøtte	102-115 cm
Transportlengde	85 cm
Transporthøyde min.	65 cm
Hindertaking	6 cm
Tillat helling	13 %
Svingradius	95 cm
Maks. hastighet	6,5 km/t*
Batteri	73 Ah x 2
Motorstyrke	2 x 350W
Transportvekt	130 kg
Kjørelengde	30-35 km
Fronthjul	26x70 (10")
Bakhjul	35,6x75 cm (14")

*Avhengig av temperatur, terreng, brukervekt, lufttykk i hjulene, batteritype og tilstand.

Tilbehør



Bagasjebærer
Med festeanordning

Art. nummer	HMS-nummer
20138	249691



Krykkeholder

Art. nummer	HMS-nummer
20139	249692



Ledsagerstyring
Med prioriteringsbryter

Art. nummer	HMS-nummer
21166	249745



USB ladekontakt

Art. nummer	HMS-nummer
20148	249699



Sikkerhetsbelte
Höfte

Art. nummer	HMS-nummer
21153	299734



Ergosete

Modell	Setedybde	Art.-Nr.	HMS-nr.
MIC 53	53 cm	20177	249722
MIC 56	56 cm	20178	249723
MIC 60	60 cm	20179	249724



Benstøtte
Høydejusterbar, svingbar

Art. nummer	HMS-nummer
20190	249758



Fotplate
Hel

Art. nummer	HMS-nummer
20191	249759



Horizontalt T-Grep
For joystick, justerbar

Art. nummer	HMS-nummer
20119	249672



Vertikal U-grep
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20117	249670



Horisontal T-grep
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20118	249671



Ergosete
Setedybde 60 cm

Art. nummer	HMS-nummer
20196	249731

Tilbehør iCHAIR



Konisk grep
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20120	249673



Kulehåndtak 38 mm
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20121	249674



T-Grep 80 mm
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20122	249675



Akselgrep, vertikalt 80mm
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20123	249676



Brytergrep 38 mm
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20124	249677



Softball 70 mm
For joystick

Art. nummer	HMS-nummer
20125	249678

Tilbehør iCHAIR

NAV	Art.-Nr.	Artikkel
249661	20107	Bluetooth styring av PC mus eller android
249662	20108	Fjernstyrt av/på bryter
249663	20109	Pikko-bryter, grønn
249664	20110	Pikko-bryter, gul
249687	20134	Speil, høyre
249688	20135	Speil, venstre
249689	20136	Refleks bak
249690	20137	Varseltrekant for seterygg
249692	20139	Krykholder
249693	20142	Sikkerhetsbelte, ekstra langt
249697	20146	Pelotter, bolstøtte

NAV	Art.-Nr.	Artikkel
249698	20147	Pelotter, bolstøtte, hengslet
249703	20154	MIC 53 Inko trekk sete
249707	20158	MIC 53 Inko trekk rygg
249711	20162	Setepute MIC 53
249715	20166	Ryggpute MIC 53
249729	20184	Setepute MIC 53
249730	20185	Setepute MIC 56
249755	20187	Benstøtte, forsterket
249760	20192	Skospenne
249731	20196	Ergosete setedybde 60cm
249740	21158	Startsperre for R-Net

HEPRO S4

En kraftig scooter med god retningsstabilitet og komfort, også i ulendt terreng

Hepro S4 er en elektrisk scooter med et fint og moderne design, beregnet for utendørs bruk. Den har meget gode kjøreegenskaper og god retningsstabilitet. S4 har meget god fjæring, og god benplass, som gir en fantastisk kjørekomfort.

Den kraftige motoren gir veldig god trekraft. Den gode fjæringen i setet og hjulene gir høy komfort over hinder og på ujevne underlag. Scooteren er utstyrt med et sete med høy rygg og faste sideputer, rotasjon og glideskinne. Det brede styret, med trinnløs innstilling, gjør at man bruker lite krefter på å svinge.

LED-lysene gir godt kjørellys som dimmes ned når du stopper. Bremselysene tennes når motoren bremser hastigheten. Scooteren er utstyrt med en LCD-skjerm med mange funksjoner som klokke, km-måler m.m.

Hepro S4 leveres med kurv, krykholder, 2 speil, 2 batterier, 2 integrerte USB-ladeutganger og lader.

Hepro S4 er klassifisert i klasse C etter standard EN-12184 som betyr at det er en scooter beregnet for utendørs bruk.



Artikkelnummer	10047
HMS-nummer	202812
NAV-avtale	Post 1
Mål og vekt	Parameter
Maks. brukervekt (lasteevne)	200 kg
Høyde	142 cm
Bredde	68 cm
Lengde	165 cm
Setehøyde	43-49 cm
Setebredde	56 cm
Setedybde	48 cm
Seterygg høyde	61 cm
Nakkestøtte	19-29 cm
Bakkeklaring	12 cm
Anbefalt helling	10°
Maks. hastighet	10 km/t
Batteri	2x12V 80Ah
Motor	1400W
Kjørelengde	45 km*
Vekt inkl. batteri	155 kg

*Avhengig av temperatur, terreng, brukervekt, lufttrykk i hjulene, batteritype og tilstand.

Tilbehør

HMS-Nr.	Art.-Nr.	Artikkelnavn
080710	10549	Regntrekk, poncho
022120	10551	Presenning sete
156323	11412	Presenning
011605	10753	Setebelte universal
202833	11357	Varekasse 22 liter /m nøkkelås - /u festebrakett
209686	12397	Vareboks med nøkkelås 21 l med festebrakett
202838	11437	Sitteenhet Roodin BR 24, setebredde 60 cm
202837	11438	Sitteenhet Roodin BR 22, setebredde 55 cm
202836	12833	Sitteenhet Captain HW 20, setebredde 50 cm
243914	12834	Sitteenhet Captain HW18, setebredde 45 cm
217563	11790	Rullatorholder
202825	12854	Krykholder
213869	12400	Krykholder dobbel
	12516	Vindskjerm, klart glass, komplett med feste
202841	12850	Veske til Medico lader
202818	12852	Fotgass
067344	10902	Bakhjul med grovt mønster, komplett venstre
066509	10668	Bakhjul med grovt mønster, komplett høyre
066514	10656	Pigghjul, komplett høyre bak
197637	11712	Pigghjul, komplett venstre bak
066505	10654	Pigghjul, komplett fronthjul
164821	11440	Fotplateforhøyer
202834	12855	Programmeringsenhet, overgang til ladekontakt
158785	61777	Lader Medico 10Ah
007459	10526	Oksygenflaskeholder

Eclipse

Stålrammen gjør Eclipsen til en veldig sterk og slitesterk rullestol. Rammen er designet slik at mesteparten av vekten blir båret på bakhjulene som gjør styringen veldig enkel.

Du kan justere setedybden, setehøyden og vinkel på sete mot gulv og sete mot rygg. Fremhjulene er plassert foran setet for å gjøre den mer stabil og tippesikker.

Stolen leveres i 9 ulike bredder. Puter bestilles separat, se tilbehør på side 16.



Cobi Eclipse	Art. nr.	HMS-nr.
50 cm setebredde	51931	
55 cm setebredde	51932	198231
61 cm setebredde	51369	161726
66 cm setebredde	51370	
72 cm setebredde	51933	174121
82 cm setebredde	51934	
92 cm setebredde	51935	
102 cm setebredde	51936	
112 cm setebredde	51937	

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg (450 kg)
Setebredde	50-112 cm
Totalbredde	Setebredde + 18 cm
Total lengde u/ fotstøtte	87 cm
Setedybde	41-56 cm
Setehøyde	36-51 cm
Høyde ryggstøtte	65-75 cm
Vekt	30 kg

Tilbehør Eclipse

Artikkelnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Hodestøtte regulerbar	51951	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Ledsagerbrems umontert	51956	215415
Ledsagerbrems montert	51961	
Utbyggingssett: 5-16 cm Eclips	51943	
Forsterkning til 450 kg brukervekt	51938	
Benstøtte utsvingbar (høyre)	51939	174122
Benstøtte utsvingbar (venstre)	51940	174123
Benstøtte vinkelreg. (høyre)	51941	
Benstøtte vinkelreg. (venstre)	51942	
Oksygenholder	51990	
Vinkelstillbar rygg	51987	
Ryggforlenger + 25 cm	51988	

Eclipse Tilt

Eclipse Tilt kan tiltes 30° for optimal komfort og posisjonering i rullestolen. Stålrammen gjør det til en veldig sterk og slitesterk rullestol. Rammen er designet slik at mesteparten av vekten blir båret på bakhjulene som gjør styringen veldig enkel.

Du kan justere setedybden, setehøyden og vinkel på sete mot gulv og sete mot rygg. Armlenene kan også taes av ved behov. Fremhjulene er plassert foran setet for å gjøre den mer stabil og tippesikker.

Stolen leveres i seks ulike bredder.

Puter bestilles separat, se tilbehør på side 16.



Cobi Eclipse Tilt	Art. nr.	HMS-nr.
50 cm setebredde	51945	
55 cm setebredde	51946	
61 cm setebredde	51947	
66 cm setebredde	51948	213428
72 cm setebredde	51949	
82 cm setebredde	51950	

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Setebredde	50-82 cm
Totalbredde	Setebredde + 25 cm
Total lengde u/ fotstøtte	87 cm
Setedybde	41-56 cm
Setehøyde	41-51 cm
Høyde ryggstøtte	65-75 cm
Vekt	32 kg

Tilbehør Eclipse Tilt

Artikkelnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Hodestøtte regulerbar	51951	
Bord (for setebredde 55-72 cm)	51897	
Ledsagerbrems umontert	51956	215415
Ledsagerbrems montert	51961	
Utbyggingssett: 5-16 cm Eclips	51943	
Forsterkning til 450 kg brukervekt	51938	
Benstøtte utsvingbar (høyre)	51939	174122
Benstøtte utsvingbar (venstre)	51940	174123
Benstøtte vinkelreg. (høyre)	51941	
Benstøtte vinkelreg. (venstre)	51942	
Oksygenholder	51990	
Vinkelstillbar rygg	51987	
Ryggforlenger + 25 cm	51988	

Komfortpute

Denne puten er utviklet spesielt for tunge brukere som har behov for avlastning over tid. Puten er lagd i viskoelastisk skum på toppen og fjæring satt i under skummet.

Den patenterte oppbyggingen av puten sørger for at trykket sprer seg til en større overflate og sikrer trykkavlastning. Vi leverer puten i tre ulike bredder som alle er 12 cm høy og 45 cm dyp. Puten leveres med inkontinestrek som kan taes av og vaskes.

Artikkelnavn	Artikkelnummer
Komfortpute 61x45 cm	51971
Komfortpute 66x45 cm	51972
Komfortpute 72x45 cm	51973

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Setebredde	61-71 cm
Setedybde	45 cm
Høyde	12 cm
Vekt	2 kg



Visco komfortpute

Denne rullestolputen er spesielt designet for deg som er i risikozonen for å utvikle trykksår. Den er lagd på et støpt underlag med 11 cm fast skum og 3 cm viskoelastisk skum på toppen. Det støpte underlaget gir stabilitet og støtte, samt god trykkavlastning.

Vi leverer puter i fire ulike bredder som alle er 14 cm høy og 50 cm dyp. Putene leveres med inkontinestrek som enkelt kan taes av og vaskes.

Artikkelnavn	Art. nr.	HMS-nr.
Viscokomfortpute 56x50 cm	51975	199992
Viscokomfortpute 61x50 cm	51976	174444
Viscokomfortpute 66x50 cm	51977	197117
Viscokomfortpute 71x50 cm	51978	213241

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Setebredde	56-71 cm
Setedybde	50 cm
Høyde	14 cm
Vekt	3 kg



Rullator King

Med en vektkapasitet på 325 kg er Rullator King en av de sterkeste rullatorene på markedet. Den er både funksjonell og har et lett og diskret design. Den kommer seg gjennom døråpninger og er enkel å legge sammen for transport og oppbevaring i f.eks. bil.

Rullator King har et stort sete, ekstra sterke rør og 8" hjul som gir ekstra sikkerhet, stabilitet og komfort. Rullatoren har en stor støtteflate som gjør at det er minimal risiko for fall, også når man setter seg på den. Bremsene er lett tilgjengelig og enkle i bruk som sikrer god og trygg bevegelighet.

Artikkelnummer	51842
HMS-nummer	173406

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Setedimensjoner	35,5x50,8 cm
Bredde mellom håndtak	61 cm
Totalbredde	71 cm
Setehøyde	50 cm
Høydejustering (2,5 cm intervall)	77,6-99 cm
Vekt	15,7 kg



Rullator Support

Med diskret og lett design går denne rullatoren enkelt gjennom døråpninger, samt er enkel å slå sammen for transport og lagring. Rullator Support 295 har et stort sete, ekstra sterke rør og 8" hjul som gir ekstra sikkerhet, stabilitet og komfort.

Rullatoren har en stor støtteflate som gjør at det er minimal risiko for fall, også når man setter seg på den. Bremsene er lett tilgjengelig og enkle i bruk som sikrer god og trygg bevegelighet.

Artikkelnummer	51958
HMS-nummer	165843

Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	200 kg
Setedimensjoner	35,5 x50,8 cm
Setebredde	61 cm
Bredde mellom håndtak	61 cm
Totalbredde	71 cm
Setehøyde	50 cm
Høydejustering (2,5 cm intervall)	100-130 cm
Vekt	17 kg



High-walker

High-walker er et multifunksjonelt hjelpemiddel. Det kan brukes til gåing, mobilisering fra sittende til stående stilling, den er trygg å bruke, og gir en følelse av uavhengighet.

Den har to innebygde håndtak på siden som muliggjør det å reise seg fra seng eller stol på en kontrollert måte. Dette minimerer fallrisiko. Det er mulig å justere underarmspolstringen i både bredde og vinkel som gir optimal komfort.

Bremsene er lett tilgjengelig i oppreist posisjon og kan også brukes for å kontrollere farten og svinger.



Artikkelnummer	51390
HMS-nummer	174124
Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Total lengde	76 cm
Total bredde	80-92 cm
Bredde mellom armlen	59-69 cm
Høydejustering (3 cm intervall)	100-130 cm
Vekt	20 kg
Fronthjul	10 cm
Bakhjul	12,5 cm

Cobi Gåramme

Gårammen er sammenleggbar og tilgjengelig i to bredder. Den veier bare 3 kg som gjør den enkel å manøvrere. Til tross for den lave vekten er den solid og gir god stabilitet.

Høyden kan enkelt justeres, helt uten verktøy.



Artikkelnummer 74 cm	51386
HMS-nummer 74 cm	144759
Artikkelnummer 84 cm	51960
Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Total lengde	50 cm
Total bredde	74/84 cm
Bredde mellom armlen	54/64 cm
Høydejustering (2,5 cm intervall)	76-101 cm
Vekt	3 kg

Stokk

Den buede halsen på de forsterkede stokkene plasserer brukers vekt rett over akselen for stabilitet og trygghet. Stokkene har håndtak i vinyl og store trykknapper for enkel justering av høyden.

4-punktsstokken har en stor base for ekstra stabilitet.

4-punktsstokk

Artikkelnummer	51388
HMS-nummer	198463
Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Høydejustering	71-93 cm
Vekt	1,5 kg
Dimensjoner	15x22 cm



Stokk

Artikkelnummer	51387
Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	270 kg
Høydejustering	71-93 cm
Vekt	0,9 kg

Albuekrykke

En forsterket albuekrykke som tåler brukervekt helt opp til 325 kg.

Leveres til venstre og til høyre side.

Artikkelnummer høyre	51839
HMS-nummer høyre	176376
Artikkelnummer venstre	51969
HMS-nummer venstre	196557
Beskrivelse	Dimensjoner
Maks. brukervekt (lasteevne)	325 kg
Høydejustering	68-110 cm
Vekt	1,5 kg
Underarmstøtte	15 cm
Grep	14 cm



Mestring • Trygghet • Trivsel

Se og bestill våre produkter på hepro.no

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset dine individuelle behov.



RING OSS
46 74 55 55

Revisjon
nr. 1 - 2019


marked@hepro.no

HEPRO AS
Øvermoan 9
8250 Rognan