

Aktiv og trygg i alle livets faser

BATHMOBILE



BathMobile – sammenleggbar toalettstol

BathMobile er et modulært produkt som kan monteres og demonteres uten bruk av verktøy, noe som gjør det enkelt å flytte rundt. Man kan også bestille seg en reiseveske for å kunne ta med seg stolen på reise. Toalettstolen har mange justeringsmuligheter. Setet har en oval toalettåpning som er utformet slikt at setet kan roteres 180 grader for å kunne benytte utsparingen i to retninger. Både setet og fotstøtten kan høydejusteres. Bekkenskinnene er avtakbare slik at man kan tilpasse høyden for vanlig toalett. Stolen er utstyrt med fire svinghjul som har brems, men det er også mulighet for å montere drivhjul.





Mål

Brukervekt	130 kg
Mål - sete	45 x 45 cm
Setehøyde	52/54/56 cm
Produktvekt	10 kg

Stolen kan brukes på toaletter

som har følgende mål:


bredde: maks. 40 cm

høyde: maks. 45 cm

Artikkel nr.

52355	Sammenleggbar dusj- og toalettstol
-------	------------------------------------

Reiseveske



Tilbehør

52356	Reiseveske
52354	Bekken med lokk, rundt
52362	Bekken med lokk, firkantet
52357	Mykt toalettsete, 16 mm
52358	Mykt dusjete
52359	Myk rygg
52361	Myke armlener